

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-kroplowke-skladany-p-3213.html>



Stojak na kroplówkę składany

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	175,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-STAND-TIM

Opis produktu

Stojak na Kroplówkę Składany - Idealny do Domu i Szpitala

Szukasz niezawodnego i mobilnego rozwiązania do podawania płynów infuzyjnych? Nasz składany stojak na kroplówkę to doskonały wybór zarówno do użytku domowego, jak i szpitalnego. Zaprojektowany z myślą o wygodzie, bezpieczeństwie i funkcjonalności.

Kluczowe cechy produktu:

- Lekka konstrukcja z aluminium: Wytrzymały, a jednocześnie łatwy do przenoszenia.
- Cztery wytrzymałe zaczepy: Każdy z nich może unieść do 2,5 kg, co pozwala na podłączenie kilku kroplówek jednocześnie.
- Plastikowa podstawa z pięcioma kółkami: Zapewnia stabilność, a wbudowane hamulce zwiększają bezpieczeństwo.
- Regulacja wysokości: Szeroki zakres regulacji od 119 cm do 218 cm umożliwia dostosowanie stojaka do potrzeb każdego użytkownika.
- Funkcja składania: Ułatwia przechowywanie i transport stojaka.

Specyfikacje techniczne:

- Wysokość regulowana: 119 - 218 cm
- Waga stojaka: 2,54 kg
- Maksymalne obciążenie zaczepu: 2,5 kg
- Średnica podstawy: 56 cm
- Wysokość podstawy: 13 cm
- Kółka: 5 kół o średnicy 2 cale z hamulcami

Nasz składany stojak na kroplówkę to niezbędne wyposażenie, które łączy funkcjonalność z mobilnością, idealne do bezpiecznego i wygodnego podawania płynów infuzyjnych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.