

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-kroplowke-z-blachy-kwasoodpornej-p-802.html>



Stojak na kroplówkę z blachy kwasoodpornej

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	10-12 tygodni
Numer katalogowy	SM-MW-MZBK-WMK

Opis produktu

Prezentowany stojak do płynów infuzyjnych został wykonany w całości z **blachy kwasoodpornej**, dlatego jest trwały i **odporny na różnego rodzaju uszkodzenia**. Jego pięcioramienna podstawa znajduje się na **kółkach jezdnych**, dzięki czemu z łatwością można przestawiać go w dowolne miejsce. Dodatkowo chroniąc przed niekontrolowanym przesunięciem producent zastosował **hamulec w jednym z kółek**. W górnej części stojaka znajdują się **cztery wieszaki na kroplówki**, a jego wysokość reguluje się w **zakresie od 1360-2340 mm**.

Cechy stojaka ze stali kwasoodpornej:

- do płynów infuzyjnych
- w całości ze stali kwasoodpornej
- solidny, trwały, odporny na uszkodzenia
- pięcioramienna podstawa
- możliwość przestawiania w dogodne miejsce
- na pięciu kółkach
- jedno kółko wyposażone w hamulec
- cztery wieszaki na kroplówki

Dane techniczne:

- wysokość regulowana: od 1360 do 2340 mm
- szerokość: 575 mm
- długość: 575 mm
- waga: 6 kg

Uwaga: Koszty transportu ustalane są indywidualnie. W sprawie wysyłki prosimy o kontakt telefoniczny!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**