

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-kroplowki-4-haczyki-p-2302.html>



Stojak na kroplówki (4 haczyki)

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	147,22 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-TGR-R-SK-4H

Opis produktu

Stojak ten wykorzystywany jest w placówkach, gdzie podawane są płyny infuzyjne. Został zaprojektowany tak by spełnić oczekiwania pacjentów. Przeznaczony do stosowania w warunkach domowych i szpitalnych. Stojak został **wykonany z aluminium**, a jego **podstawa jest plastikowa** i posiada **5 kółek z hamulcem**. Przedstawiony sprzęt medyczny posiada **4 zaczepy na płyny infuzyjne**, a dodatkowo ma regulację wysokości w zakresie **104-211 cm**.

Dane techniczne:

- maks. obciążenie jednego zaczepu: 2,5 kg
- plastikowa podstawa z pięcioma kółkami o śr. 2"
- regulacja wysokości: 104-211 cm
- waga stojaka: 2,56 kg
- średnica podstawy: 56 cm
- wysokość podstawy: 13 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.