

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-kroplowki-do-szpitala-p-2945.html>

Stojak na kroplówki do szpitala



Cena brutto	507,00 zł
Cena netto	469,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SK-01-TW-KO-G01

Opis produktu

Prezentowany stojak na kroplówki używany jest w placówkach medycznych, w których podawane są płyny infuzyjne. Został on zaprojektowany głównie z myślą o spełnieniu oczekiwań pacjentów. Stojak posiada **stałą wysokość 1800 mm**. Kolumna stojaka wykonana z rury ze **stali kwasoodpornej gat. OH18N9**, **głowica z dwoma haczykami ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9**, natomiast podstawa z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach **z tworzywa sztucznego, w tym 3 z blokadą**.

Stojak do instalacji pomp infuzyjnych, jest prostym i praktycznym sprzętem. **Do tego typu stojaka można zamocować maksymalnie jedną pompę infuzyjną za pomocą specjalnych uchwytów (nie znajdujących się w zestawie)**. Zastosowanie przez producenta kółek jezdnych umożliwia pacjentom poruszanie się ze stojakiem.

Cechy produktu:

- Stojak przystosowany do pomp infuzyjnych,
- Kolumna wykonana ze stali kwasoodpornej o średnicy 25mm,
- Głowica z dwoma haczykami ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
- Podstawa pięcioramienna z tworzywa sztucznego,
- Prosty i praktyczny sprzęt,
- Kółka jezdne w tym trzy z blokadą,
- Możliwość poruszania się wraz ze stojakiem,
- Możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia.

Dane techniczne:

Średnica podstawy: 575 mm

Stała wysokość: 1800 mm

Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VA**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Głowica TMBY: 2 haczyki , G-02 4 haczyki (+ 87,00 zł) , G-03 2 koszyki (+ 94,00 zł) , G-04 2 haczyki +2 koszyki (+ 120,00 zł)

Listwa zasilająca: Nie , Tak (+ 124,00 zł)