

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-odpady-medyczne-27-l-smo-03-stal-kwasoodporna-0h18n9-p-2458.html>



Stojak na odpady medyczne 27 l SMO-03 – stal kwasoodporna 0H18N9

Cena brutto	1 390,00 zł
Cena netto	1 130,08 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SMO-03

Opis produktu

Stojak na odpady medyczne 27 l SMO-03 – mobilny model ze stali kwasoodpornej

Stojak na odpady medyczne SMO-03 to model z jedną dużą misą o pojemności 27 l, przeznaczony do organizacji odpadów i odpadków medycznych przy stanowisku pracy. Konstrukcja została wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, a pięcioramienna podstawa jezdna umożliwia wygodne ustawienie stojaka w wybranym miejscu.

Ta karta dotyczy wariantu SMO-03 z jedną misą 27 l. To ważne odróżnienie od modeli z mniejszymi miskami: [SMO-01 z jedną miską](#) oraz [SMO-02 z dwiema miskami](#). Jeżeli szukasz modelu zabiegowego 10 l, sprawdź także [SMO-04 10 l](#).

Do czego służy stojak SMO-03?

SMO-03 służy do ustawienia jednej większej misy na odpady medyczne. Dzięki pojemności 27 l model sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest większa przestrzeń odkładczą niż w standardowych stojakach z mniejszymi miskami 2,5 l, 5 l lub 7 l.

Zastosowanie w placówkach medycznych

Stojak na odpadki medyczne SMO-03 może być stosowany na oddziałach szpitalnych, salach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, punktach opatrunkowych oraz innych pomieszczeniach medycznych. Mobilna podstawa ułatwia przestawienie stojaka w obrębie stanowiska, a dwa koła z blokadą pomagają ustabilizować produkt po ustawieniu.

Najważniejsze cechy modelu SMO-03

- stojak na odpady medyczne z jedną dużą misą,
- pojemność misy 27 l,
- konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- pięcioramienna podstawa jezdna,
- średnica podstawy 600 mm,
- wysokość stojaka 310 mm,
- koła o średnicy 50 mm,
- dwa koła z blokadą,
- wariant 27 l do pracy w placówkach medycznych.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
----------	---------

Model	SMO-03
Typ konstrukcji	stojak z jedną misą 27 l
Pojemność misy	27 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Podstawa	pięcioramienna, jezdna
Średnica podstawy	600 mm
Wysokość stojaka	310 mm
Średnica kół	50 mm
Blokada kół	2 koła z blokadą
Gwarancja standardowa	12 miesięcy
Opcja wydłużenia gwarancji	do 24 miesięcy

Jedna misa 27 l zamiast mniejszych misek

Najważniejszą cechą SMO-03 jest jedna duża misa 27 l. Dzięki temu model jest przeznaczony dla placówek, które nie potrzebują wariantu jednomiskowego 2,5 l / 5 l / 7 l ani wersji dwumiskowej, lecz szukają stojaka z większą pojemnością w jednym punkcie odkładczym.

Stal kwasoodporna 0H18N9 i mobilna podstawa

Konstrukcja ze stali kwasoodpornej 0H18N9 jest istotna w wyposażeniu medycznym, które jest regularnie użytkowane i czyszczone. Pięcioramienna podstawa jezdna o średnicy 600 mm oraz koła 50 mm ułatwiają ustawienie stojaka przy stanowisku pracy. Dwa koła z blokadą pomagają ograniczyć przemieszczanie produktu po ustawieniu.

Czym SMO-03 różni się od SMO-01, SMO-02 i SMO-04?

SMO-03 to wariant z jedną dużą misą 27 l. [SMO-01](#) ma jedną mniejszą miskę, [SMO-02](#) ma dwie miski, natomiast [SMO-04](#) to stojak zabiegowy 10 l. Jeżeli priorytetem jest jedna większa misa, właściwym wyborem będzie SMO-03.

Dla kogo będzie odpowiedni stojak SMO-03?

SMO-03 będzie odpowiedni dla placówek medycznych, które potrzebują mobilnego stojaka na odpady medyczne z jedną misą 27 l. To model dla użytkowników, którzy chcą większej pojemności niż w wariantach z mniejszymi miskami, ale nie szukają konstrukcji dwumiskowej.

Powiązane kategorie i produkty

Jeżeli chcesz porównać podobne rozwiązania, zobacz kategorię [stojaki do misek na odpady](#) oraz szerszą kategorię [stojaki na odpady medyczne](#). Przy kompletowaniu wyposażenia ze stali kwasoodpornej warto sprawdzić także [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

FAQ – stojak na odpady medyczne SMO-03

Jaką pojemność ma misa w modelu SMO-03?

Model SMO-03 ma jedną misę o pojemności 27 l.

Czy SMO-03 to stojak na odpady medyczne z jedną misą?

Tak, SMO-03 to stojak z jedną dużą misą 27 l. Nie jest to wariant dwumiskowy.

Z jakiego materiału wykonano stojak SMO-03?

Konstrukcja stojaka SMO-03 została wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Jakie są podstawowe wymiary stojaka SMO-03?

Wysokość stojaka wynosi 310 mm, a średnica podstawy 600 mm. Model ma koła o średnicy 50 mm.

Czy stojak SMO-03 ma blokadę kół?

Tak, model SMO-03 ma dwa koła z blokadą, co pomaga ustabilizować stojak po ustawieniu go w wybranym miejscu.

Kiedy wybrać SMO-03 zamiast SMO-01, SMO-02 lub SMO-04?

SMO-03 warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest stojak z jedną dużą misą 27 l. SMO-01 ma jedną mniejszą miskę, SMO-02 ma dwie miski, a SMO-04 jest wariantem zabiegowym 10 l.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące