

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-odpady-medyczne-z-wiadrem-10-l-i-uchwytem-smo-05-tech-med-p-3535.html>



Stojak na odpady medyczne z wiadrem 10 l i uchwytem SMO-05 Tech-Med

Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 178,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SMO-05
Kod producenta	SMO2-01-10-1-KO-PI-K2

Opis produktu

Stojak SMO-05 z wiadrem 10 l i uchwytem do przemieszczania

Tech-Med SMO-05 jest mobilnym stojakiem przeznaczonym do składowania odpadków medycznych powstających podczas zabiegów w pomieszczeniach medycznych. Wyposażono go w wiadro o pojemności 10 l oraz wysoki uchwyt ułatwiający przemieszczanie stojaka w obrębie stanowiska.

SMO-05 ma wysokość całkowitą 883 mm. Sam układ wiadra z podstawą ma wysokość 340 mm, dzięki czemu pojemnik pozostaje umieszczony nisko, natomiast uchwyt można wygodnie wykorzystać podczas przestawiania stojaka.

Konstrukcja i podstawa jezdna

- wiadro ze stali nierdzewnej o pojemności 10 l,
- konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- pięcioramienna podstawa o średnicy 480 mm,
- 5 kół jezdnych o średnicy 50 mm,
- 2 koła z blokadą,
- obudowy kół ze stali ocynkowanej,
- wysoki uchwyt do przemieszczania,
- maksymalne obciążenie stojaka: 10 kg.

Po ustawieniu stojaka w miejscu użytkowania należy zabezpieczyć go przed niezamierzonym przemieszczeniem, korzystając z blokad kół. Stojak jest przeznaczony do użytkowania na płaskich i równych powierzchniach w pomieszczeniach medycznych.

Czym SMO-05 różni się od SMO-04?

Oba modele wykorzystują wiadro o pojemności 10 l i podstawę o średnicy 480 mm. **SMO-05 posiada dodatkowo wysoki uchwyt do przemieszczania**, przez co jego wysokość całkowita wynosi 883 mm. Model [SMO-04](#) nie ma wysokiego uchwytu i ma wysokość 340 mm.

Parametry techniczne SMO-05

Model	SMO-05
Indeks producenta	SMO2-01-10-1-KO-PI-K2
Pojemność wiadra	10 l
Wysokość wiadra	245 mm
Wysokość wiadra z podstawą	340 mm
Wysokość całkowita z uchwytem	883 mm
Średnica podstawy	480 mm
Podstawa	pięcioramienna
Koła	5 × Ø50 mm, w tym 2 z blokadą
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Obudowy kół	stal ocynkowana
Maksymalne obciążenie	10 kg

Wymiary wiadra mogą różnić się od podanych w zakresie ±10%.

Czyszczenie i dezynfekcja

Do mycia stojaka należy stosować ciepłą wodę o temperaturze około 40°C, delikatny detergent oraz miękką tkaninę, która nie rysuje powierzchni. Po myciu powierzchnie należy dokładnie osuszyć. Stojaka nie należy poddawać sterylizacji parowej ani wodnej.

Pełne zasady użytkowania, dezynfekcji, konserwacji oraz okresowych oględzin technicznych znajdują się w instrukcji obsługi serii SMO dostępnej przy produkcie.

Zobacz również [pozostałe stojaki Tech-Med z serii SMO](#) i porównaj pojemność, wysokość oraz sposób prowadzenia poszczególnych modeli.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące