

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-odpady-z-dwoma-miskami-ze-stali-nierdzewnej-p-3027.html>



Stojak na odpady medyczne SNO 2 – 2 miski 2,3 l, stal nierdzewna

Cena brutto	1 276,00 zł
Cena netto	1 037,40 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SNO 2

Opis produktu

Stojak na odpady medyczne SNO 2 – mobilny model z dwiema miskami 2,3 l

Stojak na odpady medyczne SNO 2 to mobilny model ze stali nierdzewnej, wyposażony w dwie miski o pojemności 2,3 l każda. Produkt jest przeznaczony do organizacji odpadów medycznych przy stanowisku pracy w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych, oddziałach szpitalnych oraz salach operacyjnych.

Ta karta dotyczy konkretnego wariantu **SNO 2 z dwiema miskami 2,3 l**. To ważne odróżnienie od modeli z jedną miską, jedną dużą misą 27 l lub wersją wiadrową. Dzięki temu produkt powinien być pozycjonowany jako kompaktowy, dwumiskowy stojak na odpady medyczne ze stali nierdzewnej.

SNO 2 - stojak dwumiskowy, a nie wariant wiadrowy

Najważniejszą cechą modelu SNO 2 są **dwie miski o pojemności 2,3 l**. To rozwiązanie dla placówek, które potrzebują dwóch osobnych punktów odkładczych przy jednym stanowisku. Jeżeli szukasz wersji z wiadrem 10 l, porównaj [stojak zabiegowy SMO-04](#). Jeżeli potrzebna jest jedna większa misa, zobacz [stojak na odpady medyczne SMO-03 27 l](#).

Zastosowanie stojaka SNO 2

Model SNO 2 może być wykorzystywany na oddziałach szpitalnych, w gabinetach zabiegowych, punktach opatrunkowych, salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach medycznych. Mobilna podstawa z pięcioma kołami ułatwia przestawienie stojaka w obrębie stanowiska pracy, a dwa koła z hamulcem pomagają ustabilizować produkt po ustawieniu.

Najważniejsze cechy modelu SNO 2

- stojak na odpady medyczne z dwiema miskami,
- 2 miski o pojemności 2,3 l każda,
- średnica każdej miski: 20 cm,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- mobilna podstawa jezdna,
- 5 ocynkowanych kół jezdnych,
- 2 koła z hamulcem,
- wysokość stojaka: 85 cm,
- średnica podstawy: 46 cm,
- waga: 3,5 kg.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	SNO 2
Typ konstrukcji	stojak na odpady medyczne z dwiema miskami
Liczba misek	2
Pojemność misek	2 x 2,3 l
Średnica misy	20 cm
Materiał	stal nierdzewna
Wysokość	85 cm
Średnica podstawy	46 cm
Waga	3,5 kg
Liczba kół	5 ocynkowanych kół jezdnych
Hamulce	2 koła z hamulcem
Gwarancja	24 miesiące

Czym SNO 2 różni się od SMO-02?

SNO 2 i SMO-02 należą do grupy stojaków dwumiskowych, ale nie powinny być pozycjonowane identycznie. **SNO 2** to stojak na odpady medyczne ze stali nierdzewnej, z dwiema miskami 2,3 l, wysokością 85 cm, podstawą 46 cm i 5 kołami jezdnymi. [SMO-02](#) jest innym wariantem dwumiskowym z serii SMO. Jeżeli klient szuka dokładnie modelu SNO 2, ta karta powinna odpowiadać na zapytanie precyzyjniej.

Kiedy wybrać stojak SNO 2?

Model SNO 2 warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest kompaktowy stojak na odpady medyczne z dwiema niewielkimi miskami, łatwy do przestawienia i stabilny po ustawieniu. To dobry wybór do codziennej organizacji pracy w miejscach, w których liczy się szybki dostęp do dwóch osobnych misek przy jednym stanowisku.

Powiązane produkty i kategorie

Jeżeli chcesz porównać inne konfiguracje, sprawdź [stojak SMO-01 z jedną miską](#), [stojak SMO-02 z dwiema miskami](#), [stojak SMO-03 z misą 27 l](#) oraz [stojak zabiegowy SMO-04 z wiadrem 10 l](#). Pełną grupę znajdziesz w kategorii [stojaki na odpady medyczne](#).

FAQ – stojak na odpady medyczne SNO 2

Czy model SNO 2 ma dwie miski?

Tak, SNO 2 to stojak na odpady medyczne z dwiema miskami.

Jaką pojemność mają miski w stojaku SNO 2?

Każda miska ma pojemność 2,3 l. Łącznie stojak posiada dwie miski 2,3 l.

Z jakiego materiału wykonano stojak SNO 2?

Stojak SNO 2 został wykonany ze stali nierdzewnej.

Czy stojak SNO 2 jest mobilny?

Tak, model ma 5 ocynkowanych kół jezdnych, w tym 2 koła z hamulcem.

Jakie są podstawowe wymiary stojaka SNO 2?

Wysokość stojaka wynosi 85 cm, średnica podstawy 46 cm, a waga produktu 3,5 kg.

Czym SNO 2 różni się od SMO-04?

SNO 2 to stojak z dwiema miskami 2,3 l, natomiast SMO-04 jest wariantem zabiegowym z wiadrem 10 l.