

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-na-pompy-infuzyjne-jsk-1-p-2342.html>

Stojak na pompy infuzyjne JSK 1



Cena brutto	400,00 zł
Cena netto	370,37 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-JSK 1

Opis produktu

Stojak wykorzystany jest w placówkach, gdzie podawane są płyny infuzyjne.

Stojak został wykonany ze **stalowych rurek malowanych proszkowo**, co zapewnia **solidną konstrukcję**. Jego podstawa została wyposażona w **5 kółek** jezdnych, które umożliwiają przemieszczanie pacjenta ze stojakiem. Podstawa wieszaka na pompy infuzyjne występuje w wersji plastikowej lub chromowanej. Jego minimalna wysokość to 128cm, a maksymalna 223cm. W górnej części konstrukcji znajdują się haki wieszaków. Stojak ma **budowę teleskopową**, umożliwiającą łatwą **regulację wysokości**.

Cechy stojaka:

- stalowe rurki
- solidna konstrukcja
- pięcionóg z kółkami jezdnymi,
- budowa teleskopowa
- estetyczny wygląd
- podstawa: plastikowa lub chromowana (**dopłata 67zł**),
- konstrukcja stojaka: stalowa malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej (**dopłata 94zł**),
- głowica kroplówki: 4 haczyki lub 2 haczyki.

Dane techniczne:

- Wysokość: **128 cm - 223 cm**
- Dopuszczalne obciążenie: **1 kg na hak**
- Waga: **10 kg**
- Średnica podstawy (podstawa plastikowa): **62 cm**
- Średnica podstawy (podstawa chromowana): **70 cm**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Głowica TMBY: 4 haczyki J-01 , 2 haczyki J-02 , J-03 (+ 45,00 zł) , J-04 (+ 45,00 zł)

Konstrukcja stojaka J: Stal malowana proszkowo , Stal nierdzewna (+ 117,00 zł)
Podstawa stojaka: Plastikowa , Chromowana (+ 83,00 zł)