

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-sanitarny-do-kaczek-i-basenow-p-3441.html>

## Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 półki skośne

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 803,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>3 904,88 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>5 085,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-WS-02/5</b> |
| Kod producenta   | <b>SM-TMBY-WS</b>      |

### Opis produktu

#### Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 półki skośne — stal kwasoodporna 0H18N9

**Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 półki skośne** to specjalistyczny regał szpitalny przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kaczek medycznych, misek oraz pokrywek. Model ma szerokość **800 mm**, dlatego zapewnia więcej miejsca niż warianty 600 mm, a jednocześnie nadal dobrze sprawdza się w brudownikach, oddziałach szpitalnych, domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zapleczech sanitarnych.

Najważniejszą cechą tego wariantu jest układ **3+2**, czyli **3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki**. Dzięki temu baseny, kaczki medyczne i miski można przechowywać oddzielnie od pokrywek. Taki podział ułatwia organizację pracy personelu, szybkie pobieranie potrzebnych elementów oraz utrzymanie stałego porządku na regale.

W tej wersji zastosowano **półki prętowe mocowane skośnie**. Skośne ustawienie półek ułatwia odkładanie i pobieranie wyposażenia sanitarnego, szczególnie wtedy, gdy regał jest używany intensywnie w brudowniku, na oddziale lub w zapleczu sanitarnym placówki medycznej.

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To trwałe rozwiązanie do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie jest regularnie czyszczone, intensywnie użytkowane i narażone na kontakt z wilgocią.

Produkt znajduje się w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#). Jeżeli kompletujesz wyposażenie oddziału, brudownika lub zaplecza sanitarnego, sprawdź także pozostałe [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

#### Najważniejsze cechy regału 800 mm 3+2 z półkami skośnymi

- **układ 3+2** — 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki,
- **półki prętowe mocowane skośnie** — wygodniejszy dostęp do przechowywanych elementów,
- **szerokość 800 mm** — więcej miejsca niż w wariantach 600 mm,
- **przeznaczenie na baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski i pokrywki**,
- **wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9** — trwała konstrukcja do placówek medycznych,
- **wymiary 800 x 400 x 1800 mm** — szerokość x głębokość x wysokość,
- **opcja regału na kołach 100 mm K8.6** — wariant dodatkowo płatny,
- **wysokość wersji na kołach: 1915 mm**.

### Dane techniczne

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu            | Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 półki skośne       |
| Przeznaczenie             | baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski, pokrywki     |
| Układ półek               | 3 półki na miski i baseny + 2 półki na pokrywki        |
| Rodzaj półek              | półki prętowe                                          |
| Mocowanie półek           | skośnie                                                |
| Konfiguracja modelu       | 800 mm, układ 3+2, półki prętowe skośne                |
| Materiał                  | stal kwasoodporna gat. 0H18N9                          |
| Wymiary standardowe       | 800 x 400 x 1800 mm [szerokość x głębokość x wysokość] |
| Opcja dodatkowa           | regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6     |
| Wysokość regału na kołach | 1915 mm                                                |

## Czym wyróżnia się regał 800 mm 3+2 z półkami skośnymi?

**Regał na kaczki i baseny 800 mm 3+2 z półkami skośnymi** łączy większą szerokość roboczą z praktycznym układem półek. W porównaniu z wariantem 600 mm zapewnia więcej miejsca na wyposażenie sanitarne, a w porównaniu z modelami 3+1 daje dodatkowe półki na pokrywki.

Układ **3 półek na miski i baseny oraz 2 półek na pokrywki** pozwala rozdzielić przechowywane elementy i uniknąć odkładania pokrywek razem z miskami lub basenami. To ważne w miejscach, gdzie regał jest używany codziennie przez personel medyczny, opiekuńczy lub techniczny.

## Półki skośne — kiedy warto wybrać ten wariant?

Półki prętowe mocowane skośnie są dobrym wyborem wtedy, gdy personel często odkłada i pobiera baseny szpitalne, kaczki medyczne oraz miski. Skośny układ może poprawić dostęp do wyposażenia i ułatwić utrzymanie przejrzystego rozmieszczenia elementów na poszczególnych poziomach.

Ten wariant warto wybrać do brudowników i zapleczy sanitarnych, w których regał ma być używany intensywnie, a szybki dostęp do przechowywanego wyposażenia jest ważniejszy niż klasyczne, poziome ustawienie półek.

## Porównanie z innymi regałami na kaczki i baseny

| Wariant regału                 | Najlepsze zastosowanie                                              | Najważniejsza różnica                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 600 mm 3+2 półki proste        | kompaktowy regał z poziomymi półkami i osobnym miejscem na pokrywki | mniejsza szerokość, półki proste           |
| 600 mm 3+2 półki skośne        | kompaktowy wariant skośny z miejscem na pokrywki                    | mniejsza szerokość 600 mm                  |
| <b>800 mm 3+2 półki skośne</b> | szerszy regał z półkami skośnymi i osobnym miejscem na pokrywki     | ten model: 800 mm, układ 3+2, półki skośne |
| 800 mm 3+1 półki proste        | szerszy regał z prostym ustawieniem półek                           | układ 3+1 zamiast 3+2                      |
| 800 mm 3+1 półki skośne        | szerszy regał skośny, ale z mniejszą liczbą półek na pokrywki       | układ 3+1 zamiast 3+2                      |
| 1000 mm 3+1 półki proste       | duże zaplecza sanitarne i większe placówki                          | najszerzy wariant prosty w układzie 3+1    |
|                                |                                                                     |                                            |

| Wariant regału           | Najlepsze zastosowanie                                    | Najważniejsza różnica                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1000 mm 3+1 półki skośne | większe oddziały i pomieszczenia z dużą liczbą akcesoriów | najszerzy wariant skośny, ale bez układu 3+2 |

Pełną serię produktów można porównać w kategorii [regały na kaczki i baseny](#). Przy wyborze warto zwrócić uwagę na szerokość regału, liczbę półek, sposób ich mocowania oraz to, czy w placówce potrzebne jest osobne miejsce na pokrywki.

## Zastosowanie w brudowniku, oddziale i domu opieki

Regał 800 mm 3+2 z półkami skośnymi sprawdzi się wszędzie tam, gdzie baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski i pokrywki muszą być przechowywane w uporządkowany sposób. To praktyczne wyposażenie do brudowników, oddziałów szpitalnych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, sanatoriów oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

Szerszy format 800 mm będzie dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują więcej miejsca niż w regałach 600 mm, ale nie chcą jeszcze przechodzić na wariant 1000 mm. Układ 3+2 pomaga natomiast zachować osobne miejsce na pokrywki i lepiej uporządkować wyposażenie sanitarne.

## Stal kwasoodporna 0H18N9 do wyposażenia medycznego

Konstrukcja regału została wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, gdzie liczy się trwałość, odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwe utrzymanie czystości. Stal kwasoodporna dobrze sprawdza się w pomieszczeniach, w których wyposażenie jest regularnie myte i użytkowane przez personel medyczny.

Jeżeli wyposażasz większe zaplecze placówki, warto połączyć ten regał z innymi produktami z działu [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), takimi jak regały, stoliki zabiegowe, stoły robocze, kosze, stojaki i wyposażenie pomocnicze do pomieszczeń medycznych oraz technicznych.

## Czyszczenie i pielęgnacja regału ze stali kwasoodpornej

Regał wykonany ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9** jest przeznaczony do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie wymaga regularnego czyszczenia. Aby zachować estetykę powierzchni i trwałość konstrukcji, należy stosować środki odpowiednie do stali nierdzewnej oraz unikać preparatów silnie agresywnych, ściernych lub pozostawianych na powierzchni zbyt długo.

| Rodzaj środka                                         | Czy można stosować?                          | Zalecenia użytkowe                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Łagodne detergenty neutralne</b>                   | Tak                                          | Najbezpieczniejszy wybór do codziennego mycia regału. Po umyciu warto przetrzeć powierzchnię czystą wodą i osuszyć.                                       |
| <b>Preparaty do stali nierdzewnej</b>                 | Tak                                          | Można stosować zgodnie z instrukcją producenta środka. Pomagają utrzymać estetyczny wygląd powierzchni stalowej.                                          |
| <b>Środki dezynfekcyjne do wyposażenia medycznego</b> | Tak, zgodnie z instrukcją środka             | Należy stosować preparaty dopuszczone do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po wymaganym czasie działania nie zostawiać nadmiaru preparatu na powierzchni. |
| <b>Preparaty alkoholowe</b>                           | Tak, ostrożnie                               | Można stosować, jeżeli producent preparatu dopuszcza użycie na stali nierdzewnej. Po czyszczeniu powierzchnię najlepiej osuszyć miękką ściereczką.        |
| <b>Środki chlorowe i silnie zasadowe</b>              | Ostrożnie / niezalecane do długiego kontaktu | Nie powinny być pozostawiane na powierzchni przez długi czas. Po użyciu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i osuszyć.                             |

| Rodzaj środka                                             | Czy można stosować? | Zalecenia użytkowe                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proszki, mlecza ścierne, druciaki, twarde szczotki</b> | Nie                 | Mogą porysować powierzchnię stali i pogorszyć jej wygląd. Do czyszczenia najlepiej używać miękkich ściereczek lub gąbek. |

Przed użyciem konkretnego preparatu czyszczącego lub dezynfekcyjnego należy sprawdzić zalecenia producenta środka oraz upewnić się, że jest on przeznaczony do powierzchni ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

## Opcja regału na kołach 100 mm K8.6

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm**. Dostępna jest również opcja dodatkowo płatna: **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczenie **K8.6**. W przypadku wersji na kołach wysokość regału wynosi **1915 mm**.

Regał na kołach będzie dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy wyposażenie ma być okresowo przesuwane w obrębie brudownika, oddziału lub zaplecza sanitarnego. Wariant bez kół sprawdzi się natomiast w miejscach, w których regał ma stać w jednej, stałej lokalizacji.

## FAQ — najczęstsze pytania

### Czym ten regał różni się od modelu 800 mm 3+1?

Ten model ma układ **3+2**, czyli 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki. Warianty 800 mm 3+1 mają prostszą konfigurację i nie zapewniają takiego samego podziału miejsca na baseny, miski oraz pokrywki.

### Czym regał 800 mm 3+2 różni się od wariantu 600 mm 3+2?

Różnica dotyczy szerokości. Model 800 mm zapewnia więcej miejsca na wyposażenie sanitarne niż wariant 600 mm, dlatego lepiej sprawdzi się w większych brudownikach, oddziałach i zapleczach sanitarnych.

### Czy półki w tym modelu są skośne?

Tak. W tej wersji regał ma półki prętowe mocowane skośnie, co ułatwia dostęp do przechowywanych basenów szpitalnych, kacek medycznych i misek.

### Czy regał jest przeznaczony do basenów szpitalnych i kacek medycznych?

Tak. Regał jest przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek w placówkach medycznych, domach opieki i pomieszczeniach brudownikowych.

### Z jakiej stali wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, szczególnie tam, gdzie ważna jest trwałość i łatwe utrzymanie czystości.

### Czy regał nadaje się do brudownika?

Tak. Regał 800 mm 3+2 z półkami skośnymi dobrze sprawdzi się w brudniku, oddziale szpitalnym, domu opieki, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, sanatorium, hospicjum lub ośrodku rehabilitacyjnym.

### Czy można zamówić regał na kołach?

Tak. Dostępna jest opcja dodatkowo płatna: regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6. Wysokość regału w wersji na kołach wynosi 1915 mm.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz wersję regału:** Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł )

**Wydłużona gwarancja:** Nie , TAK 24 miesiące