

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-sanitarny-scienny-sl74-do-kaczek-i-basenow-p-2594.html>



Stojak sanitarny ścienny SL/74 na kaczki i baseny

Cena brutto	5 000,00 zł
Cena netto	4 065,04 zł
Cena poprzednia	4 922,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SL/74
Kod producenta	SM-TMBY-SL

Opis produktu

Stojak sanitarny ścienny SL/74 na kaczki i baseny – 740 mm, stal kwasoodporna 0H18N9

Stojak sanitarny ścienny SL/74 na kaczki i baseny to profesjonalny regał sanitarny do montażu na ścianie, przeznaczony do uporządkowanego odkładania, ociekania i suszenia kaczek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek oraz pokrywek. Model SL/74 ma szerokość **740 mm**, dlatego jest mocniejszym wyborem do placówek, które potrzebują większej przestrzeni roboczej niż w kompaktowych regałach ściennych.

Produkt sprawdzi się w **szpitalach, DPS, ZOL, hospicjach, domach opieki, brudownikach, pomieszczeniach sanitarnych i zapleczach pielęgnarskich**. Dzięki montażowi ściennemu nie zajmuje miejsca na podłodze, a jednocześnie pozwala wyznaczyć stałe miejsce dla wyposażenia używanego przy codziennej opiece nad pacjentami.

Stojak SL/74 do brudownika i pomieszczeń sanitarnych

Ten **stojak do kaczek i basenów** łączy funkcję suszarki, ociekacza i ściennego organizera sanitarnego. Osobne suszarki na baseny lub miski, suszarka na pokrywki, listwa z sześcioma haczykami na kaczki oraz ociekacze pomagają uporządkować wyposażenie po myciu lub dezynfekcji.

Model SL/74 należy do grupy [regały na kaczki i baseny](#), ale jego przewagą jest większa szerokość 740 mm oraz listwa z 6 haczykami. To dobry wybór do placówek, które chcą uniknąć przypadkowego odkładania kaczek, basenów i misek na blatach, podłodze lub zwykłych półkach.

Dlaczego warto wybrać ścienny stojak sanitarny SL/74?

W brudowniku, łazience oddziałowej lub zapleczu sanitarnym liczy się szybki dostęp do wyposażenia, higiena i porządek. **Stojak sanitarny ścienny SL/74** pomaga rozdzielić kaczki, baseny, miski i pokrywki, ułatwia ich ociekanie oraz skraca czas potrzebny na organizację wyposażenia po myciu.

To nie jest zwykła półka magazynowa, ale specjalistyczny stojak sanitarny przygotowany pod realne potrzeby placówek medycznych i opiekuńczych. Jeżeli kompletujesz wyposażenie ze stali kwasoodpornej, sprawdź również [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Stal kwasoodporna 0H18N9 do intensywnego użytkowania

Stelaż stojaka wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. Ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wykonane są również suszarki. To ważne w miejscach, gdzie wyposażenie ma częsty kontakt z wilgocią, środkami myjącymi oraz codzienną eksploatacją.

Stojak SL/74 jest przeznaczony do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym i opiekuńczym. Sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest trwałe, łatwe do utrzymania w czystości i dobrze zorganizowane wyposażenie brudownika.

Wyposażenie stojaka sanitarnego SL/74

- **2 x listwa nośna** z zaczepami do suszarek,
- **1 x suszarka na pokrywki** o wymiarach 740 x 350 x 250 mm,
- **1 x listwa z sześcioma haczykami na kaczki** z niezależnymi uchwytami do ociekacza,
- **2 x suszarka na baseny lub miski** o wymiarach 740 x 350 x 400 mm,
- **4 x ociekacz do suszarki** z tworzywa,
- **opcjonalnie:** ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Najważniejsze zalety modelu SL/74

- szerokość 740 mm – więcej miejsca na wyposażenie sanitarne,
- model ścienny – nie zajmuje powierzchni podłogi,
- przeznaczony na kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski i pokrywki,
- listwa z sześcioma haczykami na kaczki,
- osobna suszarka na pokrywki,
- dwie suszarki na baseny lub miski,
- cztery ociekacze do suszarki w standardzie,
- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- suszarki wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- dobry wybór do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów i domów opieki,
- ułatwia organizację brudownika i pomieszczenia sanitarnego,
- opcjonalnie dostępny ociekacz ze stali kwasoodpornej.

SL/74 a inne regały na kaczki i baseny

Model SL/74 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje **szerszego stojaka ściennego** z większą liczbą haczyków na kaczki. W porównaniu z kompaktowym modelem [regał na kaczki i baseny do szpitala](#), ten stojak oferuje szerokość 740 mm i listwę z sześcioma haczykami.

Przy kompletowaniu zaplecza sanitarnego warto dobrać również [stojaki do misek i pojemników na odpady](#), [regały magazynowe ze stali kwasoodpornej](#), [wózki medyczne](#) oraz [wózki do przewozu posiłków w szpitalu](#). Takie wyposażenie pomaga zorganizować pracę zaplecza medycznego, sanitarnego i gospodarczego.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	stojak sanitarny ścienny na kaczki i baseny
Model	SL/74
Przeznaczenie	kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski, pokrywki
Montaż	mocowany do ściany
Materiał stelaża	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał suszarek	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał ociekaczy	tworzywo
Suszarka na pokrywki	1 szt., 740 x 350 x 250 mm
Suszarka na baseny lub miski	2 szt., 740 x 350 x 400 mm
Listwa na kaczki	1 listwa z sześcioma haczykami
Ociekacze	4 szt. z tworzywa

Szerokość	740 mm
Głębokość	350 mm
Wysokość	1800 mm
Opcja dodatkowa	ociekacz ze stali kwasoodpornej

Gdzie sprawdzi się stojak sanitarny ścienny SL/74?

Stojak sanitarny SL/74 polecany jest do pomieszczeń, w których kaczki, baseny, miski i pokrywki są używane regularnie, a personel potrzebuje stałego miejsca do ich odkładania po myciu lub dezynfekcji. Sprawdzi się w brudownikach szpitalnych, oddziałach opiekuńczych, pomieszczeniach sanitarnych, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i domach opieki.

To mocny wybór dla placówek, które nie szukają zwykłej półki, ale profesjonalnego stojaka sanitarnego do organizacji wyposażenia używanego przy codziennej opiece nad pacjentami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym wyróżnia się stojak sanitarny SL/74?

Model SL/74 ma szerokość 740 mm, listwę z sześcioma haczykami na kaczki, suszarkę na pokrywki oraz dwie suszarki na baseny lub miski. Jest przeznaczony do montażu ściennego.

Czy stojak SL/74 nadaje się do szpitala?

Tak. Stojak jest przeznaczony do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, brudowników i innych pomieszczeń sanitarnych placówek medycznych.

Czy stojak jest mocowany do ściany?

Tak. Model SL/74 jest mocowany do ściany, dzięki czemu nie zajmuje miejsca na podłodze i pomaga lepiej wykorzystać przestrzeń w brudniku lub pomieszczeniu sanitarnym.

Co znajduje się w wyposażeniu stojaka?

W zestawie znajdują się 2 listwy nośne z zaczepami, suszarka na pokrywki 740 x 350 x 250 mm, listwa z sześcioma haczykami na kaczki, 2 suszarki na baseny lub miski 740 x 350 x 400 mm oraz 4 ociekacze.

Z jakiego materiału wykonano stojak?

Stelaż i suszarki wykonano ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Ociekacze standardowo wykonane są z tworzywa, a opcjonalnie można wybrać ociekacz ze stali kwasoodpornej.

Jakie są wymiary stojaka SL/74?

Wymiary stojaka wynoszą 740 x 350 x 1800 mm, czyli 740 mm szerokości, 350 mm głębokości i 1800 mm wysokości.

Czy można zamówić ociekacz ze stali kwasoodpornej?

Tak. Opcjonalnie dostępny jest ociekacz ze stali kwasoodpornej, który można dobrać do standardu wyposażenia placówki.

Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja stali kwasoodpornej

Stojak sanitarny SL/74 wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dlatego może być czyszczony i dezynfekowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce medycznej. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody oraz delikatnych detergentów przeznaczonych do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po umyciu powierzchnie należy osuszyć.

Nie należy stosować środków ściernych, agresywnych rozpuszczalników ani preparatów mogących uszkodzić powierzchnię stali. Nie stosować sterylizacji parowej ani wodnej. Szczegółowy sposób użycia preparatu dezynfekcyjnego należy zawsze sprawdzić na opakowaniu lub w instrukcji producenta danego środka.

Wykaz przykładowych środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali

nierdzewnej

Preparat	Preparat	Preparat	Preparat
ANIOSYME DD1	DESCOCID	Mikrozyd AF liquid	Terralin protect do 2%
Aniosyme Synergy	DESPREJ	Mikrozyd chusteczki	Mikrozyd sensitive liquid
Anioxyde 1000	DESCOSEPT	VIRUSOLVE+ chusteczki	Velox Spray Neutral
ALDEWIR	INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Sani-Cloth Active chusteczki	Velox Foam Extra
CIDEX	PERA SAFE	Steranios 2%	Quatrodes Extra oraz One
DISTEL	Incidin OxyWipe	Surfa Safe	-

Podane preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego, z uwzględnieniem czasu działania, stężenia oraz sposobu aplikacji.

- **Instrukcja obsługi (PDF)** – dostępna do pobrania „[TUTAJ](#)”

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące