

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-z-dwiema-miskami-na-odpadki-ze-stali-kwasoodpornej-smo-p-1470.html>



Stojak do misek na odpadki SMO-02 – dwie miski, stal kwasoodporna

Cena brutto	1 062,00 zł
Cena netto	863,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SMO-02

Opis produktu

Stojak do misek na odpadki SMO-02 – dwumiskowy model ze stali kwasoodpornej

Stojak do misek na odpadki SMO-02 to dwumiskowy model przeznaczony do pracy w placówkach medycznych, w których potrzebne są dwa oddzielne miejsca na miski przy jednym stanowisku. Konstrukcja została wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, a stojak jest dostępny z miskami w wybranej pojemności: 2,5 l, 5 l lub 7 l.

Ta karta dotyczy wariantu SMO-02 z dwiema miskami. Jeżeli potrzebujesz prostszego modelu z jedną miską, sprawdź [SMO-01 z jedną miską](#). Przy zapotrzebowaniu na większą pojemność porównaj także [SMO-03 27 l](#) oraz [SMO-04 10 l](#).

Do czego służy stojak SMO-02?

SMO-02 służy do ustawienia dwóch misek na odpadki medyczne przy stanowisku pracy. Dwumiskowa konstrukcja sprawdza się tam, gdzie jedna miska jest niewystarczająca lub gdzie personel potrzebuje dwóch oddzielnych punktów odkładczych w obrębie tego samego stanowiska.

Zastosowanie w placówkach medycznych

Stojak z dwiema miskami SMO-02 może być wykorzystywany na oddziałach szpitalnych, salach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, punktach opatrunkowych oraz innych pomieszczeniach medycznych. Mobilna podstawa umożliwia przestawienie stojaka w obrębie pomieszczenia, a dwie miski ułatwiają organizację pracy przy procedurach wymagających większej funkcjonalności niż wariant jednomiskowy.

Najważniejsze cechy modelu SMO-02

- stojak z dwiema miskami na odpadki medyczne,
- konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- do wyboru pojemność misek: 2,5 l, 5 l lub 7 l,
- pięcioramienna podstawa jezdna,
- średnica podstawy 600 mm,
- wysokość stojaka 840 mm,
- koła o średnicy 50 mm,
- dwa koła z blokadą,
- wariant dwumiskowy do pracy przy stanowisku medycznym.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	SMO-02
Typ konstrukcji	stojak z dwiema miskami
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Dostępne pojemności misek	2,5 l / 5 l / 7 l
Podstawa	pięcioramienna, jezdna
Średnica podstawy	600 mm
Średnica kół	50 mm
Blokada kół	2 koła z blokadą
Wysokość stojaka	840 mm
Gwarancja standardowa	12 miesięcy
Opcja wydłużenia gwarancji	do 24 miesięcy

Warianty misek 2,5 l, 5 l i 7 l

Model SMO-02 można dopasować do sposobu pracy dzięki wyborowi pojemności misek. Wariant 2,5 l sprawdzi się tam, gdzie potrzebne są dwie mniejsze miski przy stanowisku, natomiast warianty 5 l i 7 l będą odpowiednie przy większym zapotrzebowaniu na pojemność.

Stal kwasoodporna 0H18N9 i podstawa jezdna

Stal kwasoodporna 0H18N9 jest istotna w wyposażeniu medycznym, które jest intensywnie użytkowane i regularnie czyszczone. Pięcioramienna podstawa jezdna z kołami o średnicy 50 mm ułatwia ustawienie stojaka blisko stanowiska pracy, a dwa koła z blokadą pomagają ustabilizować go po ustawieniu w wybranym miejscu.

Czym SMO-02 różni się od SMO-01, SMO-03 i SMO-04?

SMO-02 to wariant z dwiema miskami. [SMO-01](#) ma jedną miskę i będzie lepszy tam, gdzie wystarcza prostsza konstrukcja jednomiskowa. [SMO-03](#) to model z jedną większą misą 27 l, a [SMO-04](#) to stojak zabiegowy 10 l.

Dla kogo będzie odpowiedni stojak SMO-02?

SMO-02 będzie dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują dwumiskowego stojaka do organizacji odpadków przy stanowisku pracy. To właściwy model, gdy priorytetem są dwie miski, stal kwasoodporna, mobilna podstawa i możliwość wyboru pojemności misek.

Powiązane kategorie i produkty

Jeżeli chcesz porównać podobne rozwiązania, zobacz kategorię [stojaki do misek na odpady](#) oraz szerszą kategorię [stojaki na odpady medyczne](#). Przy kompletowaniu wyposażenia ze stali kwasoodpornej warto sprawdzić również [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

FAQ – stojak do misek na odpadki SMO-02

Czy SMO-02 to stojak z dwiema miskami?

Tak, SMO-02 to stojak z dwiema miskami na odpadki medyczne. Jeżeli potrzebny jest wariant z jedną miską, odpowiednim modelem będzie SMO-01.

Jakie pojemności misek można wybrać w modelu SMO-02?

Dostępne są trzy warianty pojemności misek: 2,5 l, 5 l oraz 7 l. Wybór zależy od sposobu organizacji pracy i zapotrzebowania na pojemność przy stanowisku.

Z jakiego materiału wykonano stojak SMO-02?

Konstrukcja stojaka SMO-02 została wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Jakie są podstawowe wymiary stojaka SMO-02?

Wysokość stojaka wynosi 840 mm, a średnica podstawy 600 mm. Model ma pięcioramienną podstawę jezdnią z kołami o średnicy 50 mm.

Czy stojak SMO-02 ma blokadę kół?

Tak, model SMO-02 ma dwa koła z blokadą, co ułatwia ustabilizowanie stojaka po ustawieniu go w wybranym miejscu.

Kiedy wybrać SMO-02 zamiast SMO-01, SMO-03 lub SMO-04?

SMO-02 warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest stojak z dwiema miskami. SMO-01 będzie odpowiedni przy jednej misce, SMO-03 przy jednej większej misie 27 l, a SMO-04 przy zapotrzebowaniu na stojak zabiegowy 10 l.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pojemność misy: 2,5L , 5L , 7L

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące