

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stojak-z-miska-na-odpadki-ze-stali-kwasoodpornej-smo-p-1469.html>



Stojak do misek na odpadki SMO-01 – jedna miska, stal kwasoodporna

Cena brutto	890,00 zł
Cena netto	723,58 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SMO-01

Opis produktu

Stojak do misek na odpadki SMO-01 – jednomiskowy model ze stali kwasoodpornej

Stojak SMO-01 to jednomiskowy stojak do misek na odpadki medyczne, przeznaczony do pracy w gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych, oddziałach szpitalnych oraz innych pomieszczeniach medycznych. Model został wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 i jest dostępny z miską o pojemności 2,5 l, 5 l lub 7 l.

Ta karta dotyczy wariantu z jedną miską. Jeżeli potrzebujesz dwóch punktów zbierania odpadków, porównaj go z modelem [SMO-02 z dwiema miskami](#). Jeśli szukasz większej pojemności, sprawdź także [SMO-03 27 l](#) oraz [SMO-04 10 l](#).

Do czego służy stojak SMO-01?

SMO-01 służy do ustawienia jednej miski na odpadki medyczne przy stanowisku pracy. To rozwiązanie dla placówek, które potrzebują prostego, mobilnego i stabilnego stojaka jednomiskowego, bez konieczności stosowania konstrukcji dwumiskowej lub większego pojemnika.

Zastosowanie w placówkach medycznych

Stojak z jedną miską SMO-01 może być wykorzystywany w salach operacyjnych, oddziałach szpitalnych, gabinetach zabiegowych, punktach opatrunkowych oraz innych miejscach, w których potrzebna jest uporządkowana organizacja odpadków przy stanowisku. Jednomiskowa konstrukcja sprawdza się tam, gdzie liczy się prostota obsługi, łatwy dostęp do miski i możliwość przestawiania stojaka w obrębie pomieszczenia.

Najważniejsze cechy modelu SMO-01

- jedna miska na odpadki medyczne,
- konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- miski ze stali nierdzewnej,
- do wyboru pojemność miski: 2,5 l, 5 l lub 7 l,
- pięcioramienna podstawa jezdna,
- koła o średnicy 50 mm,
- średnica podstawy 600 mm,
- wysokość stojaka 840 mm,
- kompaktowa konstrukcja do pracy przy stanowisku medycznym.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	SMO-01
Typ konstrukcji	stojak z jedną miską
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał mis	stal nierdzewna
Dostępne pojemności misy	2,5 l / 5 l / 7 l
Podstawa	pięcioramienna, jezdna
Średnica podstawy	600 mm
Średnica kół	50 mm
Wysokość stojaka	840 mm
Gwarancja standardowa	12 miesięcy
Opcja wydłużenia gwarancji	do 24 miesięcy

Warianty misy 2,5 l, 5 l i 7 l

Model SMO-01 można dopasować do sposobu pracy dzięki wyborowi pojemności misy. Wariant 2,5 l sprawdzi się przy mniejszym zapotrzebowaniu na pojemność, natomiast misy 5 l i 7 l będą odpowiednie tam, gdzie przy stanowisku powstaje większa ilość odpadków lub potrzebny jest wygodniejszy zapas pojemności.

Stal kwasoodporna 0H18N9 i mobilna podstawa

Konstrukcja ze stali kwasoodpornej 0H18N9 została dobrana z myślą o placówkach medycznych, w których wyposażenie powinno być trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. Pięcioramienna podstawa jezdna z kołami o średnicy 50 mm ułatwia przestawianie stojaka w obrębie gabinetu, sali zabiegowej lub oddziału.

Czym SMO-01 różni się od SMO-02, SMO-03 i SMO-04?

SMO-01 to model z jedną miską i wysokością 840 mm. [SMO-02](#) jest wariantem z dwiema miskami, dlatego lepiej sprawdzi się tam, gdzie potrzebne są dwa osobne punkty zbierania odpadków. [SMO-03](#) to model 27 l, a [SMO-04](#) to stojak zabiegowy 10 l.

Dla kogo będzie odpowiedni stojak SMO-01?

SMO-01 będzie dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują jednomiskowego stojaka na odpadki medyczne z możliwością wyboru pojemności misy. To właściwy model, gdy priorytetem jest kompaktowa konstrukcja, stal kwasoodporna, mobilna podstawa i jedna miska ustawiona blisko stanowiska pracy.

Powiązane kategorie i produkty

Jeżeli chcesz porównać podobne modele, zobacz kategorię [stojaki do misek na odpady](#) oraz szerszą kategorię [stojaki na odpady medyczne](#). Przy kompletowaniu wyposażenia ze stali kwasoodpornej warto sprawdzić również [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

FAQ – stojak do misek na odpadki SMO-01

Z jakiego materiału wykonano stojak SMO-01?

Stojak SMO-01 wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Misy są wykonane ze stali nierdzewnej.

Jaką pojemność misy można wybrać w modelu SMO-01?

Dostępne są trzy warianty pojemności misy: 2,5 l, 5 l oraz 7 l. Wybór wariantu zależy od sposobu organizacji pracy i potrzeb danej placówki.

Czy SMO-01 jest stojakiem z jedną miską?

Tak, SMO-01 to stojak z jedną miską. Jeśli potrzebny jest model z dwiema miskami, odpowiednim wariantem będzie SMO-02.

Jakie są podstawowe wymiary stojaka SMO-01?

Wysokość stojaka wynosi 840 mm, a średnica podstawy 600 mm. Model ma pięcioramienną podstawę jezdnią z kołami o średnicy 50 mm.

Kiedy wybrać SMO-01 zamiast SMO-03 lub SMO-04?

SMO-01 warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest stojak z jedną miską 2,5 l, 5 l lub 7 l. SMO-03 będzie lepszy przy zapotrzebowaniu na większy wariant 27 l, a SMO-04 przy potrzebie stojaka zabiegowego 10 l.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pojemność misy: 2,5L , 5L , 7L

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące