

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-dla-fizjoterapeutow-p-1587.html>

Stół dla fizjoterapeutów



Cena brutto	6 782,00 zł
Cena netto	6 279,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-E03

Opis produktu

Stół dla fizjoterapeutów to solidna i stabilna konstrukcja wykonana z powlekanej farbą proszkową stali, która zapewnia długotrwałe użytkowanie. Standardowo, stół składa się z trzech części, z możliwością regulacji kąta podglówka i oparcia za pomocą sprężyn gazowych. Dodatkowo, posiada otwór na twarz i zatyczkę w podglówku, co umożliwia wykonywanie zabiegów w pozycji leżącej.

Regulacja wysokości stołu odbywa się bezproblemowo dzięki siłownikowi elektrycznemu, który jest sterowany pilotem ręcznym. W modelu SS-E03 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co zapewnia płynną i stabilną zmianę położenia stołu.

Dodatkowo, stół posiada opcjonalne dodatki, takie jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny oraz sterowanie z ramy.

Stół ma długość 200 cm, a szerokość może być wybrana spośród trzech opcji: 65, 70 lub 80 cm. Wysokość stołu można regulować od 48 do 100 cm, co umożliwia dopasowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Kąt podglówka może być regulowany w zakresie od -70° do 40°, a kąt oparcia od 0° do 85° za pomocą sprężyn gazowych. Maksymalne obciążenie stołu wynosi 160 kg, lub 200 kg wersji Plus, co umożliwia przeprowadzanie różnorodnych zabiegów.

Dostępna jest również szeroka gama kolorystyczna tapicerki, a stelaż stołu może być lakierowany na wybrany kolor z dostępnej palety RAL. Dzięki temu stół może być dopasowany do stylu pomieszczenia, w którym będzie używany.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół dla fizjoterapeutów, cechy:

- przeznaczony do masażu i rehabilitacji
- trzy częściowe leże

-
- leże łamane do pozycji fotela
 - elektryczna regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
 - poszczególne części blatu regulowane są przy pomocy sprężyn gazowych
 - otwór na twarz i zatyczka w podgłówniku
 - tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej

Stół dla fizjoterapeutów, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość do wyboru: 65/70/80 cm
- wysokość: 48-100 cm
- regulacja kąta podgłównika: -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej
- regulacja kąta oparcia: 0° do 85° za pomocą sprężyny gazowej
- regulacja kąta łamania blatu: niedostępne
- masa własna: 91 kg
- maksymalne obciążenie: **160 kg lub 200 kg wersja Plus**
- ręcznie regulowane podłokietniki: za dopłatą
- opuszczane półki boczne: za dopłatą
- otwór na twarz: w standardzie
- wieszak na papier: za dopłatą
- rama sterująca: za dopłatą
- pilot nożny: za dopłatą
- system kółek jezdnych: za dopłatą
- regulacja kąta blatu elektryczna za dopłatą

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Pilot nożny: nie , tak (+ 324,00 zł)

Pilot nożny + Pilot ręczny: nie , tak (+ 702,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Sterowanie z ramy: nie , tak (+ 1 026,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 702,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak

Elektryczna regulacja kąta blatu: nie , tak (+ 388,00 zł)