

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-badan-i-pielegnacji-niemowlat-p-2966.html>



Stół do badań i pielęgnacji niemowląt

Cena brutto	2 600,00 zł
Cena netto	2 407,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-01
Kod producenta	SPTM-01-B(1)-ST-0000-0-T_-0-K6.3

Opis produktu

Prezentujemy Państwu nowoczesny i funkcjonalny stół do badań i pielęgnacji niemowląt, idealny do zastosowania w placówkach medycznych. Ten wyjątkowy produkt został starannie zaprojektowany, aby zapewnić komfortowe i bezpieczne środowisko podczas opieki nad małymi dziećmi.

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt posiada solidny stelaż wykonany z lakierowanego proszkowo aluminium, co gwarantuje jego trwałość oraz odporność na uszkodzenia. Aluminiowy stelaż został estetycznie wykończony na biało, dodając wnętrzu placówki medycznej nowoczesnego i eleganckiego wyglądu.

Podstawa stołu wykonana jest ze stalowej konstrukcji, również lakierowanej proszkowo na biało. Wyposażona w koła o średnicy 75 mm, umożliwiające łatwe przemieszczanie stołu w dowolne miejsce. Dodatkowo, wszystkie koła posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo w trakcie pracy.

Blat stołu został starannie wykończony i zaprojektowany z myślą o komforcie dziecka. Tapicerowany blat jest otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70 mm, co zapobiega ewentualnemu przemieszczaniu się dziecka podczas badań i pielęgnacji. Wymiary powierzchni użytkowej blatu wynoszą 800x650 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do wykonywania różnorodnych czynności.

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt ma także ergonomiczne wymiary, które zostały dopasowane do potrzeb personelu medycznego. Szerokość stołu wynosi 900 mm, głębokość 700 mm, a wysokość od podłoża do blatu to 900 mm. Całkowita wysokość stołu wynosi 970 mm, co pozwala personelowi na komfortową pracę bez nadmiernego zginania się.

Wybierając nasz stół do badań i pielęgnacji niemowląt, możecie Państwo mieć pewność, że otrzymujecie najwyższą jakość, funkcjonalność i bezpieczeństwo. To niezawodne narzędzie ułatwi codzienną pracę personelowi medycznemu, zapewniając jednocześnie maksymalny komfort i opiekę dla małych pacjentów.

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt, cechy:

-
- zastosowanie w szpitalach i przychodniach pediatrycznych
 - główne zadanie: zapewnienie bezpieczeństwa i wygody podczas badań oraz zmiany pieluchy u niemowląt
 - aluminiowy stelaż lakierowany proszkowo na kolor biały
 - podstawa stalowa z kołami o średnicy 75mm z blokadą
 - blat tapicerowany materiałem typu skaj, otoczony tapicerowanymi bandami o wysokości 70mm
 - wymiary: 900 mm szerokości, 700 mm głębokości, 900 mm wysokości od podłoża do blatu
 - całkowita wysokość: 970 mm
 - powierzchnia użytkowa blatu: 800x650 mm
 - zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjentom

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy