

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-badan-i-pielęgnacji-niemowląt-z-półką-p-2967.html>

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt z półką



Cena brutto	2 800,00 zł
Cena netto	2 592,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-02
Kod producenta	SPTM-02-B(1)P-ST-0000-PM-T

Opis produktu

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt z półką to niezbędne wyposażenie dla każdej placówki medycznej lub przedszkola. Jego konstrukcja zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas pracy z najmłodszymi pacjentami. Stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało gwarantuje wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia, jednocześnie zapewniając lekkość i łatwość w przemieszczaniu. Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w koła o średnicy 75 mm (białe) z blokadą, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas przemieszczania stolika.

Błat stolika jest tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70 mm, co zapobiega przesuwaniu się dziecka podczas badania lub pielęgnacji. Półka z płyty meblowej laminowanej białej pozwala na przechowywanie niezbędnych akcesoriów medycznych lub kosmetyków pielęgnacyjnych.

Wymiary stolika to szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita stolika 970 mm. Wymiar powierzchni użytkowej blatu wynosi 800x650 mm, co pozwala na swobodną pracę z niemowlęciem.

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt z półką to idealny wybór dla każdego, kto dba o bezpieczeństwo i wygodę swoich najmłodszych pacjentów lub podopiecznych.

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt z półką, cechy:

- niezbędne wyposażenie dla placówek medycznych, przedszkoli i żłobków
- konstrukcja zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas pracy z niemowlętami
- stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało zapewnia wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia, jednocześnie zapewniając lekkość i łatwość w przemieszczaniu
- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w koła o średnicy 75 mm (białe) z blokadą, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas przemieszczania stolika
- blat tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70 mm, co zapobiega przesuwaniu się dziecka podczas badania lub pielęgnacji
- półka z płyty meblowej laminowanej białej pozwala na przechowywanie niezbędnych akcesoriów medycznych lub

-
- kosmetyków pielęgnacyjnych
- wymiary stolika: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita stolika 970 mm
 - wymiar powierzchni użytkowej blatu wynosi 800x650 mm, co pozwala na swobodną pracę z niemowlęciem.

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt z półką, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy