

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-badan-niemowlat-bezpieczne-lezysko-p-1352.html>



Stół do badań niemowląt – bezpieczne leżysko

Cena brutto	1 162,00 zł
Cena netto	1 075,93 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-StB1

Opis produktu

Stół do badań niemowląt – komfort i bezpieczeństwo w codziennej pracy

Stół do badań niemowląt to praktyczne wyposażenie gabinetów pediatrycznych, oddziałów noworodkowych i punktów pielęgnacyjnych, gdzie liczy się szybka organizacja stanowiska, higiena oraz spokojne i bezpieczne ułożenie malucha. Model ten łączy miękkie, wygodne leżysko z solidną konstrukcją, dzięki czemu dobrze sprawdza się zarówno podczas badań, jak i czynności pielęgnacyjnych.

Co wyróżnia ten stół?

- **Leżysko wypełnione pianką** – wygodne dla dziecka i czytelne w ocenie ułożenia podczas badania.
- **Osłony 3-stronne z miękkiej pianki** – działają jak „barierka”, ograniczając ryzyko zsunienia się malucha przy energicznych ruchach.
- **Tapicerka skóropodobna (skóra ekologiczna)** – łatwa do mycia i dezynfekcji, co ułatwia utrzymanie standardów higieny.
- **Stabilna podstawa ze stalowych profili** – pewne oparcie w pracy personelu, bez uczucia „chwiania” mebla.
- **Regulowane stopki** – szybkie wypoziomowanie na nierównej posadzce.

To rozwiązanie, które nie jest „kolejnym stolikiem” – jest gotowym, bezpiecznym stanowiskiem do badania, gdzie dziecko leży stabilnie, a personel ma wygodny dostęp z każdej strony.

Warianty i doposażenie (dobierz pod potrzeby oddziału)

- **Wysokość:** 78 cm lub 88 cm
- **Opcjonalnie:** kółka jezdne, półka boczna (60×40 cm), wysuwana półka
- **Kolor tapicerki:** szeroki wybór odcieni; wybrane linie/kolory

Dane techniczne

Numer katalogowy	SM-J-StB1
Wymiary blatu	74 × 100 cm (powierzchnia robocza 64x80 cm)
Wysokość	78 cm lub 88 cm
Dopuszczalne obciążenie	100 kg

Waga	25 kg
Dopuszczalne obciążenie półki wysuwanej	15 kg
Dopuszczalne obciążenie półki bocznej	15 kg
Gwarancja	24 miesiące

Zastosowanie

Stół polecany do: szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, punktów opieki nad noworodkiem oraz innych miejsc, w których wykonywane są badania i zabiegi pielęgnacyjne u niemowląt.

Zobacz także w naszym sklepie

- [Stoliki do badań niemowląt](#)
- [Przewijaki medyczne](#)
- [Stanowiska do pielęgnacji noworodków – seria OSKAR](#)

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub – na życzenie – fakturę VAT.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Kółka jezdne J: nie , tak (+ 129,00 zł)

Półka boczna (60 cm x 40 cm): nie , tak (+ 76,00 zł)

Wybierz wysokość: 78 cm , 88 cm

Wysuwana półka J: nie , tak (+ 255,00 zł)