

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-badan-niemowlat-z-dolna-polka-i-oslonami-bocznymi-p-1354.html>



Stół do badań niemowląt z dolną półką i osłonami bocznymi

Cena brutto	1 427,00 zł
Cena netto	1 321,30 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-StB

Opis produktu

Stół do badań niemowląt z dolną półką i osłonami bocznymi

Ten stół został zaprojektowany tak, aby **ułatwić pracę personelowi** i jednocześnie zapewnić **maksymalne bezpieczeństwo dziecka** podczas badania lub pielęgnacji. Miękkie osłony z trzech stron ograniczają ryzyko uderzenia, a dolna półka porządkuje akcesoria, dzięki czemu wszystko masz pod ręką i nie „uciekasz” od stanowiska w trakcie czynności.

To właśnie te detale odróżniają dobry mebel od świetnego: stabilna konstrukcja, ergonomia pracy i praktyczne miejsce na zapas pieluch, podkładów czy środków higienicznych. Efekt? **Sprawniejsza obsługa**, mniej chaosu, bardziej komfortowe warunki badania.

Najważniejsze zalety

- **Bezpieczne osłony z 3 stron** (pianka) – realna ochrona dziecka przy energicznych ruchach.
- **Dolna półka** – porządek na stanowisku i szybki dostęp do akcesoriów.
- **Leżysko z pianką i tapicerką skóropodobną (eco-skóra)** – wygodne, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.
- **Stalowa konstrukcja z profili** – stabilność w codziennym, intensywnym użytkowaniu.
- **Regulowane stopki** – wypoziomowanie nawet na nierównej posadzce.
- **Możliwość doposażenia** – dopasuj stół do pracy na oddziale lub w gabinecie.

Konfiguracja i doposażenie

Dobierz wariant do potrzeb placówki: dostępne są **dwie wysokości (78 cm lub 88 cm)** oraz opcje dodatkowe: **kółka jezdne**, **półka boczna 60x40 cm** oraz **wysuwana półka**. Dzięki temu stół może być stanowiskiem „na stałe” albo mobilnym punktem badania w zależności od organizacji pracy.

Zastosowanie

Stół polecany do: **oddziałów pediatrycznych i neonatologicznych**, przychodni, gabinetów lekarskich oraz placówek opiekuńczych. Jeśli kompletujesz stanowisko kompleksowo, zobacz również [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dane techniczne

Wymiary blatu

74 x 100 cm

Wysokość	78 cm lub 88 cm (do wyboru)
Dopuszczalne obciążenie	100 kg
Waga	28 kg
Tapicerka	eco-skóra (łatwa dezynfekcja)
Opcje dodatkowe	kółka jezdne / półka boczna 60×40 cm / wysuwana półka
Max obciążenie półki bocznej	do 15 kg
Gwarancja	2 lata
Realizacja	21-28 dni roboczych

Co wyróżnia ten model na tle konkurencji?

- **Bezpieczeństwo „w standardzie”** – osłony boczne nie są dodatkiem, tylko integralnym elementem stanowiska.
- **Lepsza organizacja pracy** – półka dolna ogranicza liczbę ruchów i skraca czas przygotowania do badania.
- **Ergonomia na co dzień** – dwie wysokości pomagają dopasować stanowisko do personelu i warunków oddziału.

Zobacz też

- [Stoliki dla niemowląt](#) – porównaj inne modele do badań i pielęgnacji.
- [Przewijaki medyczne](#) – uzupełnij wyposażenie stanowiska.
- [Stolik do badań noworodków z szafką](#) – alternatywa z dodatkową zabudową.

Wskazówka praktyczna: jeśli chcesz usprawnić pracę w gabinecie, wybierz doposażenie w kółka jezdne i ustaw stół dokładnie tam, gdzie w danym momencie jest potrzebny – bez dźwigania i bez kompromisów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Kółka jezdne J: nie , tak (+ 129,00 zł)

Półka boczna (60 cm x 40 cm): nie , tak (+ 76,00 zł)

Wybierz wysokość: 78 cm , 88 cm

Wysuwana półka J: nie , tak (+ 255,00 zł)