

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-badan-niemowlat-z-dolna-polka-p-1354.html>

Stół do badań niemowląt z dolną półką



Cena brutto	1 203,00 zł
Cena netto	1 113,89 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-StB

Opis produktu

Stolik do badań niemowląt jest komfortowy, całkowicie bezpieczny z wysoką estetyką wykonania. Komfort zapewnia blat który wypełniony jest pianką, obitą wysokiej jakości skórą ekologiczną. Natomiast bezpieczeństwo gwarantuje osłonięcie z trzech stron stolika wysoką pianką. Co sprawia że nasz maluszek jest całkowicie bezpieczny, nawet wykonując energiczne ruchy. Stolik posiada podstawę wykonaną ze stalowych profili co zapewnia całkowitą stabilizację i wytrzymałość konstrukcji. Dodatkowo został wyposażony w półkę znajdującą się pod blatem stolika. Jest ona wygodna i funkcjonalna. Wypoziomowanie stolika odbywa się za pomocą regulowanych stopek. Stolik znalazł zastosowanie w szpitalach, przychodniach , gabinetach lekarskich, domach samotnej matki, itp.

Cechy stolika:

- leżysko obite materiałem skóropodobnym
- leżysko otoczone z 3 stron miękką pianką
- łatwy do utrzymania w czystości
- funkcjonalny i bezpieczny
- posiada regulowane stopki
- stabilny i trwały
- solidna, stalowa konstrukcja
- dostępny w wielu kolorach tapicerki

Dane techniczne:

- wysokość: 78 cm lub 88 cm
- dopuszczalne obciążenie: 100 kg
- waga: 28 kg
- wymiary blatu: 74 cm x 100 cm
- max obciążenie półki bocznej: do 15 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł) , 102 (+ 120,00 zł)

Kółka jezdne J: nie , tak (+ 129,00 zł)
Półka boczna (60 cm x 40 cm): nie , tak (+ 76,00 zł)
Wysokość: 78 cm , 88 cm
Wysuwana półka J: nie , tak (+ 255,00 zł)