

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-badan-niemowlat-z-polka-boczna-p-1353.html>



Stół do badań niemowląt z półką boczną

Cena brutto	1 242,00 zł
Cena netto	1 150,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-StB

Opis produktu

Stolik do badań niemowląt – bezpieczeństwo i komfort w codziennej praktyce

Stolik do badań niemowląt z półką boczną to specjalistyczny mebel medyczny zaprojektowany z myślą o bezpiecznym badaniu i pielęgnacji najmłodszych pacjentów. Łączy komfortowe leżysko z miękkim zabezpieczeniem z trzech stron, co ułatwia pracę personelu i zwiększa poczucie bezpieczeństwa rodzica.

Co wyróżnia ten stolik?

- **Leżysko z pianką** – miękkie wypełnienie poprawia komfort dziecka podczas badania.
- **Tapicerka skóropodobna (skóra ekologiczna)** – praktyczna w utrzymaniu czystości i estetyczna.
- **Ośłona z 3 stron miękką pianką** – dodatkowa bariera ochronna przy ruchliwym dziecku.
- **Stabilna konstrukcja ze stalowych profili** – trwałość i pewne podparcie podczas pracy.
- **Regulowane stopki** – łatwe wypoziomowanie stolika na nierównej podłodze.
- **Półka boczna w standardzie** – miejsce na akcesoria, podkłady, preparaty.

Zastosowanie

Model sprawdza się m.in. w: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich (pediatria/POZ), punktach konsultacyjnych, domach samotnej matki oraz w innych placówkach, gdzie liczy się higiena, ergonomia i stabilność stanowiska badania.

Higiena i konserwacja

- Powierzchnie są przystosowane do regularnego czyszczenia – stosuj środki zgodne z zaleceniami dla tapicerki skóropodobnej.
- Po dezynfekcji wycieraj do sucha, aby zachować estetykę i trwałość materiału.
- Zalecenie organizacyjne: dziecko nie należy pozostawiać bez opieki na leżysku (standard bezpieczeństwa w praktyce medycznej).

Dane techniczne

Wysokość	78 cm lub 88 cm
Wymiary blatu	74 cm × 100 cm (powierzchnia robocza 64x80 cm)
Dopuszczalne obciążenie	100 kg
Waga	25 kg

Maks. obciążenie półki bocznej
Konstrukcja
Kolor

do 15 kg
stalowe profile, regulowane stopki
dostępne różne kolory tapicerki

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Kółka jezdne J: nie , tak (+ 129,00 zł)

Wybierz wysokość: 78 cm , 88 cm