

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-badania-i-przewijania-niemowlecta-p-3072.html>



Stół do badania i przewijania niemowlęcia

Cena brutto	5 805,00 zł
Cena netto	5 375,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-02
Kod producenta	SPTM-02-B(1)D-ST-0000-PM_-T_-SG-K6.3

Opis produktu

Stół do badania i przewijania niemowlęcia 1xblat, 1xszafka 2-drzwiowa

Ten praktyczny stół do badania i przewijania niemowlęcia został zaprojektowany, aby zapewnić wygodne i funkcjonalne rozwiązanie w przedszkolach, żłobkach oraz innych miejscach opieki nad dziećmi. Posiada solidne wykonanie i różnorodne funkcje, które ułatwiają codzienne czynności związane z opieką nad maluchami.

Stół posiada wytrzymały stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, który zapewnia trwałość i stabilność. Podstawa stalowa, również lakierowana na biało, została wyposażona w cztery koła o średnicy 75 mm, umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego. Koła posiadają blokadę, co zapewnia stabilność stolika podczas pracy, a jednocześnie umożliwia jego łatwe przemieszczanie w razie potrzeby.

Blat stolika jest tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70 mm. Dzięki temu niemowlę jest bezpiecznie przewijane i utrzymywane na miejscu podczas badań. Blat ma wymiary 800x650 mm, co zapewnia wystarczającą powierzchnię do przewijania i badań.

Stół wyposażony jest również w praktyczną szafkę z dwoma drzwiczkami. Szafka wykonana jest z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, a front również z płyty meblowej laminowanej, którego kolor można wybrać z palety dostępnych kolorów. Szafka zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania niezbędnych artykułów pielęgnacyjnych.

Regulacja wysokości blatu jest możliwa dzięki siłownikowi gazowemu, który działa za pomocą pedału nożnego. Umożliwia to dostosowanie wysokości blatu w zakresie od 720 do 1020 mm, co pozwala na indywidualne dopasowanie stolika do preferencji użytkownika i zapewnia komfort podczas pracy.

Stół do badania i przewijania niemowlęcia ma wymiary 900 mm szerokości i 700 mm głębokości, co sprawia, że jest odpowiedniej wielkości, a jednocześnie kompaktowy, co ułatwia jego umieszczenie w różnych pomieszczeniach. Jest to niezastąpione narzędzie dla personelu zajmującego się opieką nad niemowlętami, zapewniając im wygodę i funkcjonalność w codziennych obowiązkach.

Stół do badania i przewijania niemowlęcia, dane techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm
- Zakres reg. wysokości blatu: 720-1020 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)