

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-chiropraktyki-p-1591.html>

Stół do chiropraktyki



Cena brutto	6 971,00 zł
Cena netto	6 454,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-H02

Opis produktu

Stół do chiropraktyki to specjalistyczne narzędzie służące do wykonywania różnorodnych zabiegów terapeutycznych z zakresu chiropraktyki. Charakteryzuje się stabilną stalową konstrukcją, którą pokrywa farba proszkowa, dzięki czemu jest odporny na uszkodzenia i korozję. W standardzie stół wyposażony jest w trzy częściowe leże łamane do pozycji Pivota z otworem na twarz oraz zatyczką w podgłówniku. Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego, co zapewnia precyzyjną i łatwą zmianę położenia. W modelu SS-H02 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości. Dodatkowe opcje, takie jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład i system kółek jezdnych, pozwalają dostosować stół do indywidualnych potrzeb użytkownika. Stół do chiropraktyki to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się terapią manualną, które umożliwia skuteczne i bezpieczne wykonywanie różnorodnych zabiegów terapeutycznych.

Stół do chiropraktyki, cechy produktu:

- stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową
- trzy częściowe leże łamane do pozycji Pivota z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku
- regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego i łożyskowanego mechanizmu w modelu SS-H02
- dodatkowe opcje, takie jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład i system kółek jezdnych
- niezbędne narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się terapią manualną, zapewniające skuteczne i bezpieczne wykonywanie różnorodnych zabiegów terapeutycznych.

Stół do chiropraktyki, dane techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 65 lub 70 lub 80 cm
- Wysokość: od 48 cm do 100 cm
- Regulacja kąta łamania podgłównika: od -70 ° do +40 °
- Regulacja kąta łamania blatu: 0° do 30°
- Dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- Waga własna: 95 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: 65 cm , 70 cm , 80 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)