

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-chiropraktyki-nsr2-p-1521.html>

Stół do chiropraktyki NSR2



Cena brutto	3 696,00 zł
Cena netto	3 422,22 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-NSR2

Opis produktu

Stół do Chiropraktyki NSR2 - Perfekcyjna Kompozycja Funkcjonalności i Komfortu

Odkryj nowy wymiar rehabilitacji ze stołem do chiropraktyki NSR2. Ten zaawansowany, dwuczęściowy stół stacjonarny został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższego komfortu i funkcjonalności podczas zabiegów terapeutycznych.

Różnorodność Wersji Dla Twoich Potrzeb

Stół NSR2 jest dostępny w trzech wersjach regulacji wysokości, dostosowanych do różnych potrzeb specjalistów:

- NSR 2 – manualna regulacja wysokości za pomocą korby.
- NSR 2 E – elektryczna regulacja wysokości za pomocą siłownika i ręcznego pilota.
- NSR 2 H – hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych.

Standardowe Wyposażenie

Każdy stół NSR2 jest wyposażony w:

- Dwuczęściowy blat zapewniający wszechstronność zastosowań.
- Otwory z zatyczkami w podglówku i leżu dla optymalnego wsparcia.
- Regulowany podglówek z mechanizmem sprężyny gazowej, który umożliwi precyzyjne ustawienie kąta nachylenia.
- Uchwyty na pasy stabilizacyjne po obu stronach, zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo.
- Tapicerkę z wysokiej jakości skóropodobnego materiału dostępnego w 25 kolorach z linii Standard Line.
- Stelaż w eleganckim, białym kolorze.
- Cztery regulowane stopki, które umożliwiają stabilne ustawienie stołu.

Opcjonalne Wyposażenie

Personalizuj swój stół NSR2 za pomocą szerokiej gamy dodatkowego wyposażenia:

- Podłokietniki dla dodatkowego komfortu pacjentów.
- Zestaw trzech bananów rehabilitacyjnych.
- Wieszak na podkład celulozowy o szerokości 60 lub 70 cm.
- Tapicerka winylowa z linii Exclusive Line, dostępna w 12 unikalnych kolorach.
- Stelaż w dowolnym kolorze z palety RAL, oprócz białego.
- System jezdny z czterema skrętnymi kółkami, ułatwiający przemieszczanie stołu.
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca w podstawie stołu do regulacji wysokości w wersji NSR 2 E.

Precyzyjne Wymiary i Wytrzymałość

Stół NSR2 cechuje się imponującymi parametrami:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: regulowana od 64 cm do 84 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do +45°
- Waga: 64 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg (elektryczna i hydrauliczna regulacja), 300 kg (manualna regulacja)

Szerokość odnosi się do najszerszego odcinka stołu. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 cm.

Idealny Dla Profesjonalistów

Stół do chiropraktyki NSR2 jest idealnym wyborem dla profesjonalistów ceniących sobie jakość, funkcjonalność i komfort. Dzięki szerokiemu wyborowi wersji i opcjonalnego wyposażenia, ten stół staje się nieocenionym narzędziem w codziennej praktyce rehabilitacyjnej.

Zapewnij sobie i swoim pacjentom najwyższy standard terapii ze stołem NSR2. Wybierz jakość, która robi różnicę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)