

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-cwiczen-rehabilitacyjnych-p-1346.html>

Stół do ćwiczeń rehabilitacyjnych



Cena brutto	10 010,00 zł
Cena netto	9 268,52 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-TSR-4E

Opis produktu

Stół Rehabilitacyjny - Nowoczesne Łóżko do Masażu dla Profesjonalistów

Stół do ćwiczeń rehabilitacyjnych to niezbędne narzędzie dla każdego gabinetu fizjoterapeutycznego i rehabilitacyjnego. Ten czteroczęściowy stół rehabilitacyjny oferuje zaawansowane funkcje, które ułatwiają pracę specjalistom, zapewniając jednocześnie pełen komfort pacjentom. Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości ustawienia w pozycji fotela, stół ten doskonale sprawdza się podczas różnorodnych terapii manualnych oraz masaży.

Cechy wyróżniające stół do masażu:

1. **Regulacja wysokości** – Model TSR 4 E wyposażony jest w elektryczną regulację wysokości, co zapewnia łatwe dostosowanie stołu do potrzeb terapeuty i pacjenta.
2. **Wygodny blat czteroczęściowy** – Każdy segment stołu jest regulowany, co umożliwia precyzyjne dopasowanie pozycji ciała pacjenta podczas rehabilitacji lub masażu.
3. **Funkcjonalność** – Regulowany podgłówek i podnózek, z możliwością ustawienia kąta nachylenia, pozwala na szerokie spektrum zastosowań. Dzięki otworowi na twarz z zatyczką, łóżko do masażu zapewnia wygodę przy dłuższych zabiegach.

Standardowe wyposażenie stołu rehabilitacyjnego:

- Wysokiej jakości tapicerka skóropodobna dostępna w aż 25 kolorach.
- Otwór w zagłówku umożliwiający komfort pacjenta podczas leżenia na brzuchu.
- Stabilne podłokietniki i regulowane segmenty piersiowy oraz lędźwiowy.
- Uchwyty na pasy stabilizujące, które zwiększają bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów.

Opcjonalne dodatki:

Dostępne są różne dodatki, takie jak system jezdny z obrotowymi kółkami, pilot nożny do regulacji wysokości oraz ekskluzywne wykończenia tapicerki winylowej. Dodatkowe elementy, takie jak wieszak na podkład celulozowy czy zestaw bananów rehabilitacyjnych, mogą znacząco zwiększyć funkcjonalność stołu.

Specyfikacja techniczna:

- **Długość:** 200 cm
- **Szerokość:** 69 cm

-
- **Wysokość regulowana:** 55-80 cm
 - **Maksymalne obciążenie:** 150 kg
 - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -50° do +40°
 - Waga: 107 kg
 - Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od -45° do +38°
 - Regulacja kąta nachylenia odcinka piersiowego: od -25° do +17°
 - Regulacja kąta nachylenia odcinka lędźwiowego: od -20° do +68°

Ten **stół do masażu** to nie tylko sprzęt medyczny, ale również narzędzie, które znacząco poprawia jakość wykonywanych zabiegów. Idealny do terapii manualnych, masaży oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych. Dzięki swojej wszechstronności i wytrzymałej konstrukcji, jest to produkt, który posłuży przez wiele lat intensywnej eksploatacji.

Legenda: Szerokość odnosi się do najszerszego odcinka stołu. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: PR - pilot ręczny , PN - pilot nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , PBP Pilot bezprzewodowy (zamiast ręcznego) (+ 362,00 zł) , SR sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)