

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-gabinetu-fizjoterapeuty-p-1586.html>

Stół do gabinetu fizjoterapeuty



Cena brutto	6 674,00 zł
Cena netto	6 179,63 zł
Dostępność	Kontakt telefoniczny
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-E02

Opis produktu

Stół do gabinetu fizjoterapeuty jest niezwykle stabilnym i wytrzymałym produktem, zaprojektowanym z myślą o zapewnieniu pacjentom maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa podczas sesji rehabilitacyjnych. Jego stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową gwarantuje długotrwałą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. W standardzie stół posiada trzy częściowe leże, które można łamać do pozycji Pivota, dzięki czemu można dostosować ułożenie pacjenta do potrzeb terapii. Dodatkowo, leże posiada otwór na twarz i zatyczkę w podgłówniku, co zapewnia wygodne i bezpieczne położenie podczas leczenia.

Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, co umożliwia szybką i łatwą zmianę wysokości stołu bez konieczności wysiłku fizycznego. W modelu SS-E02 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co zapewnia płynną i cichą pracę stołu. Poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe, co pozwala na precyzyjne ustawienie ułożenia pacjenta.

Stół do gabinetu fizjoterapeuty posiada wiele opcji dodatkowych, takich jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny, sterowanie z ramy oraz regulacja kąta łamania leża poprzez siłownik elektryczny. Dzięki temu, można dostosować stół do indywidualnych potrzeb terapeutycznych i zapewnić pacjentom maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas sesji rehabilitacyjnych.

Stół do gabinetu fizjoterapeuty jest szczególnie polecany do rehabilitacji pacjentów po przebyciu COVID, ze względu na swoje funkcjonalności. Jest dostępny w różnych rozmiarach: długość 200 cm, szerokość do wyboru 65/70/80 cm, a jego regulacja kąta łamania blatu wynosi od 0° do 30° za pomocą sprężyny gazowej. Masa własna stołu wynosi 93 kg, a maksymalne obciążenie to 160 kg lub 200 kg w wersji Plus.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół do masażu i rehabilitacji z PIVOTEM, cechy:

-
- przeznaczony do masażu i rehabilitacji
 - trzy częściowe leże
 - leże łamane do pozycji Pivot
 - elektryczna regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
 - poszczególne części blatu regulowane są przy pomocy sprężyn gazowych
 - otwór na twarz i zatyczka w podgłówniku
 - tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej

Stół do masażu i rehabilitacji z PIVOTEM, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 65 lub 70 lub 80 cm
- wysokość: od 48 cm do 100 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówek: od -70 ° do +40 °
- regulacja kąta łamania blatu: od 0 ° do 30 °
- maksymalne obciążenie: **160 kg lub 200 kg wersja Plus**
- waga: 93 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Pilot nożny: nie , tak (+ 324,00 zł)

Pilot nożny + Pilot ręczny: nie , tak (+ 702,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Sterowanie z ramy: nie , tak (+ 1 026,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 702,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak

Elektryczna regulacja kąta blatu: nie , tak (+ 388,00 zł)