

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-gabinetu-zabiegowego-p-2500.html>

Stół do gabinetu zabiegowego



Cena brutto	1 590,00 zł
Cena netto	1 472,22 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-SR-2
Kod producenta	SR2-ST-185-56-50-T_(5)-N-WUSR.56.ST.0000-G

Opis produktu

Profesjonalny stół do gabinetu zabiegowego - trwałość, komfort i estetyka

Stół do gabinetu zabiegowego to nieodzowny element wyposażenia każdego profesjonalnego gabinetu medycznego. Nasz model, charakteryzujący się stalowym, lakierowanym proszkowo na biało stelażem, został zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach jakości, ergonomii i higieny. To rozwiązanie spełni oczekiwania zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów.

Solidny stelaż i estetyka wykonania

Wytrzymały stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo gwarantuje stabilność i trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu. Biała powłoka lakiernicza nie tylko nadaje estetyczny wygląd, ale także ułatwia czyszczenie, co jest kluczowe w środowisku medycznym. Stopki nastawne z elastycznego materiału umożliwiają idealne poziomowanie stołu, zapewniając stabilność i eliminując ryzyko przesunięcia nawet na twardych powierzchniach.

Ergonomiczne leże i regulowany zagłówek

Stół wyposażony jest w dwusegmentowe, tapicerowane leże o grubości 50 mm, co zapewnia komfort pacjenta podczas zabiegów. Regulowany ręcznie zagłówek, z możliwością ustawienia kąta nachylenia od -45° do $+45^{\circ}$, pozwala na dostosowanie pozycji pacjenta do potrzeb konkretnej procedury. Wbudowany uchwyt na prześcieradło jednorazowe podnosi standardy higieny i wygody użytkowania.

Praktyczne wymiary i funkcjonalność

Dzięki wymiarom 1850x560x500 mm, stół doskonale wpisuje się w przestrzeń gabinetu medycznego, oferując jednocześnie pełną funkcjonalność. Zagłówek o długości 500 mm zapewnia wsparcie dla głowy i karku pacjenta, co jest istotne podczas dłuższych zabiegów.

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami

Produkt spełnia wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa i jakości, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru wyrobów medycznych. Wyprodukowany w Polsce, stół odznacza się solidnym wykonaniem oraz dbałością o szczegóły. Zakup tego modelu objęty jest 8% stawką VAT, co czyni go nie tylko funkcjonalnym, ale także opłacalnym wyborem dla placówek medycznych.

Dlaczego warto wybrać ten model?

-
- **Trwałość:** Stalowy, lakierowany proszkowo stelaż odporny na uszkodzenia i intensywne użytkowanie.
 - **Komfort pacjenta:** Tapicerowane leże o grubości 50 mm z regulowanym zagłówkiem.
 - **Higiena:** Łatwe w utrzymaniu czystości materiały oraz uchwyt na prześcieradło.
 - **Funkcjonalność:** Stopki nastawne oraz optymalne wymiary dostosowane do małych i dużych przestrzeni.
 - **Jakość:** Wysokie standardy potwierdzone certyfikatami.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 1850x560x500 mm (długość x szerokość x wysokość)
- **Grubość leża:** 50 mm
- **Długość zagłówka:** 500 mm
- **Regulacja zagłówka:** od -45° do +45°
- **Materiał stelaża:** stal lakierowana proszkowo na biało
- **Stopki nastawne:** elastyczny materiał o dużej wytrzymałości

Ten stół do gabinetu zabiegowego to inwestycja w niezawodność, komfort i profesjonalizm. Idealny wybór dla każdej placówki medycznej, która stawia na wysoką jakość i ergonomiczne rozwiązania.

Zamów już dziś i przekonaj się, jak nowoczesne wyposażenie może poprawić efektywność pracy w Twoim gabinecie.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy