

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-kinezyterapii-p-1582.html>



Stół do kinezyterapii

Cena brutto	6 226,00 zł
Cena netto	5 764,81 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-M04

Opis produktu

Stół do kinezyterapii SS-M04 to niezwykle funkcjonalne narzędzie, które doskonale sprawdza się w gabinecie rehabilitacyjnym. Konstrukcja stołu wykonana jest z wytrzymałej stali pokrytej farbą proszkową, co zapewnia stabilność i trwałość produktu. W standardzie stół wyposażony jest w trzy częściowe leże łamane do pozycji Pivota oraz fotela z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku. Dzięki temu można łatwo dopasować pozycję pacjenta do prowadzonej terapii.

Regulacja wysokości stołu odbywa się przy użyciu korby ręcznej umieszczonej w tylnej części ramy stołu. W modelu SS-M04 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co pozwala na płynne i precyzyjne ustawienie stołu. Dodatkowo, poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe, co umożliwia dopasowanie pozycji do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Stół do kinezyterapii SS-M04 posiada także regulację kąta podgłównika w zakresie od -70° do 40° oraz regulację kąta oparcia od 0° do 85°, co umożliwia wygodną i efektywną terapię. Regulacja kąta łamania blatu w zakresie od 0° do 30° również zwiększa funkcjonalność stołu.

Waga własna stołu wynosi 90 kg, a maksymalne obciążenie to 160 kg. Dostępne opcje dodatkowe, takie jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład i system kółek jezdnych, pozwalają na jeszcze większą funkcjonalność i dostosowanie stołu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół do kinezyterapii, cechy:

- przeznaczony do masażu i rehabilitacji, zabiegów medycznych
- prosta i stabilna stalowa konstrukcja
- trzy częściowy model, łamany do pozycji Pivota oraz fotela
- ręczna regulacja wysokości za pomocą korbki
- w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości

-
- poszczególne części blatu regulowane poprzez sprężyny gazowe
 - otwór na twarz i zatyczka w podgłówniku
 - obicie dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej

Stół do kinezyterapii, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 65 lub 70 lub 80 cm
- wysokość: od 48 do 100 cm
- regulacja kąta nachylenia podgłównika: od -70 ° do +40 °
- regulacja kąta oparcia: 0° do 85°
- regulacja kąta łamania blatu: 0° do 30°
- maksymalne obciążenie: 160 kg
- waga: 90 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak