

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-jsr-4-p-104.html>

Stół do masażu i rehabilitacji JSR-4



Cena brutto	4 993,00 zł
Cena netto	4 623,15 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR-4

Opis produktu

Oferowany stół JSR-4 stanowi rozbudowaną wersję **stołu rehabilitacyjnego**, który używany jest do zabiegów medycznych lub terapeutycznych mających za cel pracę nad poszczególnymi częściami ciała. Konstrukcja tego stołu została wykonana ze stali, co sprawia, że stół jest wyjątkowo stabilny i wytrzymały. Ponadto na konstrukcji tej opiera się czteroczęściowe leżysko wraz z regulowanym zagłówkiem oraz osobno regulowanymi podłokietnikami. Stół posiada także możliwość regulacji podnóżka. Istotnym wyposażeniem stołu jest blat, który posiada dodatkowe opcje. Jedną z takich opcji jest możliwość poziomego podniesienia o 12 cm środkowego odcinka na wysokości kręgosłupa lędźwiowego. Regulacja ta odbywa się za pomocą korbki. Regulacja związana ze zmianą kąta nachylenia poszczególnych elementów stołu zachodzi za pomocą sprężyn gazowych. Ponadto blat stołu pokryty jest wysokiej jakości materiałem skóropodobnym dostępnym w szerokiej gamie kolorów.

Wersje stołu JSR 4:

JSR 4 - regulacja wysokości manualna

JSR 4 E - regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego

JSR 4 H - regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego

Wyposażenie standardowe:

- blat pięcioczęściowy
- otwór z zatyczką w podglówku
- podglówek regulowany sprężyną gazową
- podnóżek regulowany sprężyną gazową
- środkowa część regulowana korbą
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- podłokietniki (kpl.)
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- korbka do manualnej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 4)
- pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 4 E)
- pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 4 H)

Wyposażenie opcjonalne:

- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdny z 4 skrętnymi kółkami

-
- pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 4 E)
 - regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 100 cm (dotyczy wersji JSR 4 E)
 - regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 98 cm (dotyczy wersji JSR 4)

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 70 cm
- wysokość: od 60 cm do 88 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- waga: 61 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 150 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji ręcznej: 300 kg
- regulacja kąta nachylenia podnóżka: od 0 ° do +35 °
- regulacja podłokietników: od 0 cm do 18 cm
- regulacja wysokości poduszki środkowej: od 0 cm do 12 cm
- dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)