

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-jsr-p-99.html>

Stół do masażu i rehabilitacji JSR



Cena brutto	3 071,00 zł
Cena netto	2 843,52 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR

Opis produktu

Stół Rehabilitacyjny i do Masażu JSR - Nowoczesne Rozwiązanie dla Profesjonalistów

Stół do masażu i rehabilitacji JSR to wszechstronny, stacjonarny sprzęt medyczny, który łączy w sobie funkcjonalność i ergonomię, gwarantując wygodę zarówno pacjentowi, jak i terapeutce. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji, stół JSR idealnie sprawdzi się w gabinetach rehabilitacyjnych oraz masażu. Zróżnicowane opcje regulacji wysokości, solidna konstrukcja i bogaty wybór akcesoriów dodatkowych sprawiają, że jest to rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb specjalistów.

Różne Wersje Stołu do Masażu JSR:

- **JSR:** Manualna regulacja wysokości za pomocą korby.
- **JSR E:** Elektryczna regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego
- **JSR H:** Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego

Każda z tych opcji dostosowuje się do potrzeb różnych typów terapii, oferując niezrównaną wygodę w pracy.

Kluczowe Cechy Stołu Rehabilitacyjnego JSR:

- **Dwuczęściowy blat**, umożliwiający elastyczne ustawienie pacjenta.
- **Regulowany podgłówek** z mechanizmem gazowym, zapewniający optymalny komfort.
- **Stabilna konstrukcja** z 4 stopkami regulacyjnymi, gwarantującymi bezpieczeństwo w czasie zabiegów.
- **Tapicerka** Standard Line dostępna w szerokiej palecie kolorów (1-25), łatwa w utrzymaniu czystości.

Opcje Dodatkowe dla Wyższej Funkcjonalności:

- **Podłokietniki PLUS** – dla jeszcze większego komfortu pacjenta.
- **System jezdny** – umożliwia łatwe przemieszczanie stołu.
- **Wieszak na podkład celulozowy** – dostępny w szerokościach 60 cm lub 70 cm.

Specyfikacja Techniczna Stołu JSR:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*

-
- Wysokość: od 60 cm do 88 cm
 - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
 - Waga: 58 kg
 - Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg
 - Dopuszczalne obciążenie (regulacja manualna): 300 kg
 - Dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg

Stół JSR, dostępny w wersjach manualnej, elektrycznej i hydraulicznej, to niezastąpione narzędzie w pracy każdego masażyisty i terapeuty rehabilitacyjnego. Dzięki różnorodności dostępnych akcesoriów, takich jak systemy jezdne czy winylowa tapicerka Exclusive Line, stół może być w pełni spersonalizowany do potrzeb Twojego gabinetu.

Dlaczego Wybrać Stół do Masażu JSR?

Stół do masażu JSR to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka profesjonalnego sprzętu o wysokiej funkcjonalności. Niezależnie od tego, czy wybierzesz manualną, elektryczną czy hydrauliczną wersję, możesz mieć pewność, że stół JSR będzie służył przez lata, zapewniając pacjentom maksymalny komfort, a Tobie - wygodę pracy.

Zamów stół JSR już teraz i zadbaj o profesjonalizm w swoim gabinecie masażu lub rehabilitacji!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)