

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-jsr1-b-p-103.html>

Stół do masażu i rehabilitacji JSR1-B



Cena brutto	4 842,00 zł
Cena netto	4 483,33 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR1B

Opis produktu

Stół ten charakteryzuje się dużymi wymiarami leżyska, co odróżnia go od innych stacjonarnych stołów. Dzięki temu doskonale nadaje się do ćwiczeń i stymulacji metodą Vojty i Bobatha. Konstrukcja tego stołu została wykonana ze stali i pomalowana farbą proszkową. Dzięki temu stół jest niezwykle wytrzymały i stabilny. Dodatkowym atutem stołu jest możliwość regulacji wysokości. Ponadto blat stołu pokryty jest materiałem skóropodobnym, co pozwala na łatwe utrzymanie go w czystości. Tapicerka dostępna jest w szerokiej gamie kolorów. Przeznaczony jest do rehabilitacji dzieci oraz pacjentów z ograniczonymi możliwościami ruchowymi.

Wersje stołu JSR 1 B:

JSR 1 B - regulacja wysokości manualna

JSR 1 B E - regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego

JSR 1 B H - regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego

Wypożażenie standardowe:

- blat jednoczęściowy
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- szerokość blatu do wyboru 80cm, 90cm, 100cm, 110cm, 120cm
- korba do manualnej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 1 B)
- pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 1 B E)
- pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 1 B H)

Wypożażenie opcjonalne:

- podgłówek regulowany sprężyną gazową (P)
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdnny z 4 skrętnymi kółkami (dotyczy wersji JSR 1 B, JSR 1 B E)
- pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 1 B E)
- regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 100 cm (dotyczy wersji JSR 1 B E)
- regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 98 cm (dotyczy wersji JSR 1 B)

Wypożyczenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego).

Parametry techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
- wysokość: od 60 cm do 88 cm
- waga: 69 kg
- dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg
- dopuszczalne obciążenie (regulacja manualna): 300 kg
- dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podgłówek J: nie , tak (+ 216,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł), Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)