

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-jsr2-p-100.html>

Stół do masażu i rehabilitacji JSR2



Cena brutto	3 306,00 zł
Cena netto	3 061,11 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR2

Opis produktu

Stół do masażu i rehabilitacji JSR2 - Twój Partner w Terapii i Rehabilitacji

Poznaj stół do masażu i rehabilitacji JSR2 – niezawodne narzędzie dla profesjonalistów z branży medycznej i rehabilitacyjnej. Ten funkcjonalny, dwuczęściowy model stacjonarnego stołu rehabilitacyjnego jest wyposażony w otwory w podgłówniku oraz leżu, zapewniając komfort zarówno pacjentowi, jak i terapeucie.

Warianty dostosowane do Twoich potrzeb

JSR2 dostępny jest w trzech wersjach regulacji wysokości:

- JSR2 – z manualną regulacją wysokości za pomocą korby.
- JSR2 E – z elektryczną regulacją wysokości za pomocą siłownika elektrycznego.
- JSR2 H – z hydrauliczną regulacją wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego.

Standardowe wyposażenie - Wszystko, czego potrzebujesz

Każdy stół JSR2 został zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności.

Wyposażenie standardowe obejmuje:

- Dwuczęściowy blat z otworem z zatyczką w podgłówniku oraz leżu.
- Regulowany podgłówek z mechanizmem sprężyny gazowej.
- Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża.
- Tapicerka skóropodobna standard line dostępna w kolorach od 1 do 25.
- Białe stelaż oraz 4 regulowane stopki, zapewniające stabilność na każdej powierzchni.

Opcje dodatkowe - Dopasuj stół do swoich potrzeb

- Dla jeszcze większej wygody i funkcjonalności, stół JSR2 może być wyposażony w dodatkowe akcesoria:
- Podłokietniki (PLUS) i banany rehabilitacyjne (3 szt.).

-
- Wieszak na podkład celulozowy o szerokości 60 lub 70 cm.
 - Tapicerka winylowa exclusive line w kolorach od 101 do 112.
 - Stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL
 - System jezdny z 4 skrętnymi kółkami.
 - Pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR2 E).
 - Regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 100 cm (JSR2 E) lub od 50 cm do 98 cm (JSR2).

Innowacyjność i precyzja - Twoja gwarancja jakości

Stół JSR2 to synonim niezawodności i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Z tolerancją wymiarów wynoszącą zaledwie +/- 2 cm oraz szerokością odnoszącą się do najszerszego odcinka stołu, ten model spełnia najwyższe standardy jakości.

Zamów teraz i ciesz się komfortem pracy

Niezależnie od tego, czy wybierzesz wersję manualną, elektryczną, czy hydrauliczną, stół do masażu i rehabilitacji JSR2 zapewni Ci wygodę i efektywność pracy. Zamów opcjonalne wyposażenie przy zakupie nowego stołu i dostosuj go do swoich indywidualnych potrzeb.

Stół JSR2 – Twój niezastąpiony partner w terapii i rehabilitacji.

Stół do masażu i rehabilitacji JSR2, dane techniczne;

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: od 60 cm do 88 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- Waga: 58 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja manualna): 300 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)