

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-jsr2-p-2159.html>

Stół do masażu i rehabilitacji JSR2



Cena brutto	3 178,00 zł
Cena netto	2 942,59 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR2

Opis produktu

Jest to prosty model stołu rehabilitacyjnego, który składa się z dwóch części. Dodatkową jego zaletą jest ręczna regulacja wysokości. Konstrukcja stołu została wykonana ze stali i jest standardowo malowana na biało farbą proszkową. Stół jest stabilny i odporny na duże obciążenia. Ponadto stół ten wyposażony jest w zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Podglówek i część leża zostały wyposażone w specjalnie wyprofilowane otwory. Ważnym elementem stołu jest także blat, który został obity wysokiej jakości tapicerką, co ułatwia jej czyszczenie. Tapicerka jest dostępna w szerokiej gamie kolorów.

Wersje stołu JSR 2:

- JSR 2 - regulacja wysokości manualna
- JSR 2 E - regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego
- JSR 2 H - regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego

Wyposażenie standardowe:

- blat dwuczęściowy
- otwór z zatyczką w podglówku oraz w leżu
- podglówek regulowany sprężyną gazową
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- korba do manualnej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 2)
- pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 2 E)
- pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 2 H)

Wyposażenie opcjonalne:

- podłokietniki (PLUS)
- banany rehabilitacyjne (3 szt.)
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdny z 4 skrętnymi kółkami
- pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości (dotyczy wersji JSR 2 E)

-
- regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 100 cm (dotyczy wersji JSR 2 E)
 - regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 98 cm (dotyczy wersji JSR 2)

Wypożyczenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego, wieszaka na podkład).

Parametry techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 69 cm
- wysokość: od 60 cm do 88 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- waga: 58 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 150 kg
- dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji ręcznej: 300 kg
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł), Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)