

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-jsr3-p-101.html>

Stół do masażu i rehabilitacji JSR3



Cena brutto	3 907,00 zł
Cena netto	3 617,59 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR3

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny i do masażu JSR3 – Komfort i funkcjonalność w jednym

Poznaj **stół do masażu i rehabilitacji JSR3**, który łączy innowacyjne technologie z wyjątkowym komfortem, stworzony z myślą o profesjonalistach i ich pacjentach. Niezależnie od tego, czy prowadzisz terapię rehabilitacyjną, czy masaż, ten stół oferuje pełną wszechstronność i niezawodność.

Wybierz stół idealnie dopasowany do Twoich potrzeb

Stół JSR3 dostępny jest w trzech wersjach, aby sprostać różnym wymaganiom użytkowników:

- **JSR 3** – manualna regulacja wysokości za pomocą korby
- **JSR 3 E** – regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego
- **JSR 3 H** – regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego

Każdy z tych modeli został zaprojektowany, aby maksymalnie ułatwić pracę terapeutom oraz zapewnić pacjentom najwyższy poziom wygody podczas terapii.

Standardowe funkcje, które spełnią oczekiwania

Stół rehabilitacyjny JSR3 oferuje funkcje, które czynią go niezwykle praktycznym narzędziem do pracy z pacjentami. W standardzie znajdziesz:

- **Trzyczęściowy blat** – zapewnia maksymalną ergonomię podczas zabiegów.
- **Otwór z zatyczką w podgłówniku** – idealny do terapii wymagających pozycji leżącej na brzuchu.
- **Regulowane podgłówek i podnóżek** – dostosowanie pozycji pacjenta dzięki sprężynie gazowej.
- **Uchwyty na pasy stabilizacyjne** – zapewniają bezpieczeństwo pacjenta podczas bardziej skomplikowanych zabiegów.
- **Skóropodobna tapicerka (kolory 1-25)** – wytrzymała i łatwa do czyszczenia.
- **Stelaż w kolorze białym** – uniwersalny design, który wpasuje się w każde wnętrze.
- **Regulowane stopki** – gwarantują stabilność stołu na każdej powierzchni.

Opcje dodatkowe – personalizacja na najwyższym poziomie

Dla tych, którzy poszukują dodatkowych funkcji, stół do masażu JSR3 oferuje szereg opcji opcjonalnych:

-
- **Podłokietniki** – zwiększają komfort pacjentów podczas długich zabiegów.
 - **Banany rehabilitacyjne (3 szt.)** – umożliwiają zaawansowane techniki terapeutyczne.
 - **Luksusowa tapicerka winylowa (kolory 101-112)** – wyjątkowo elegancka i odporna na zużycie.
 - **System jezdny z kółkami** – łatwe przemieszczanie stołu bez wysiłku.
 - **Pilot nożny lub bezprzewodowy** – intuicyjna regulacja wysokości (w modelach JSR 3 E).
 - **Indywidualny kolor stelaża** – możliwość dostosowania do Twojego wnętrza (RAL, poza kolorem białym).

Inwestycja w jakość i niezawodność

Decydując się na **stół rehabilitacyjny JSR3**, inwestujesz w wysokiej klasy sprzęt, który nie tylko ułatwia codzienną pracę, ale także poprawia jakość oferowanych zabiegów. Precyzyjna regulacja wysokości, wytrzymałe materiały i elegancki design sprawiają, że jest to narzędzie, które posłuży przez wiele lat.

Parametry techniczne stołu JSR3:

- **Długość:** 200 cm
- **Szerokość:** 69 cm (na najszerszym odcinku)
- **Wysokość regulowana:** od 60 cm do 88 cm
- **Kąt nachylenia zagłówka:** od -60° do +45°
- **Waga stołu:** 58 kg
- Dopuszczalne obciążenie (**regulacja elektryczna**): 150 kg
- Dopuszczalne obciążenie (**regulacja manualna**): 300 kg
- Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od 0 ° do +35 °
- Dopuszczalne obciążenie (**regulacja hydrauliczna**): 150 kg

Dlaczego warto wybrać stół JSR3?

Ten **stół do rehabilitacji i masażu** został stworzony z myślą o wygodzie użytkowników i wytrzymałości, które spełniają nawet najbardziej rygorystyczne standardy medyczne. Zainwestuj w **stół do masażu JSR3** i podnieś poziom swojej praktyki, oferując pacjentom najwyższy komfort, a sobie maksymalną funkcjonalność każdego dnia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)