

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-p-1588.html>

Stół do masażu i rehabilitacji



Cena brutto	7 830,00 zł
Cena netto	7 250,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-E04

Opis produktu

Stół do masażu i rehabilitacji to idealne rozwiązanie dla fizjoterapeutów i masażyistów. Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową, która zapewnia trwałość i wytrzymałość. W standardzie stołu występuje trzy częściowe leże łamane do pozycji Pivota oraz fotela z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku, co umożliwia wygodne leżenie pacjentom podczas rehabilitacji.

Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, co ułatwia pracę fizjoterapeutom. W modelu SS-E04 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, który zapewnia płynną i precyzyjną regulację.

Poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe lub w opcji dodatkowej siłownikiem elektrycznym sterowanym pilotem ręcznym. Regulacja kąta podgłównika odbywa się w zakresie od -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej, a kąta oparcia w zakresie od 0° do 85° za pomocą sprężyny gazowej. Dodatkowo, kąt łamania blatu można regulować w zakresie od 0° do 30° za pomocą sprężyny gazowej.

Stół do masażu i rehabilitacji waży 91 kg, a maksymalne obciążenie wynosi 160 kg lub 200 kg wersja Plus, co oznacza, że jest on w stanie obsłużyć pacjentów o różnych gabarytach. Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej tapicerki i możliwości wyboru koloru stelaża z palety RAL, stół można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Jako opcje dodatkowe dostępne są podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny oraz sterowanie z ramy. Stół ten jest szczególnie polecany do rehabilitacji pacjentów po przebyciu COVID, ze względu na swoją funkcjonalność i wygodę użytkowania.

Stół do masażu i rehabilitacji, cechy:

- przeznaczony do masażu lub rehabilitacji
- trzy częściowe leże
- leże łamane do pozycji Pivota oraz fotela
- elektryczna regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
- poszczególne części blatu regulowane są przy pomocy sprężyn gazowych
- otwór na twarz i zatyczka w podgłówniku

-
- tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej

Stół do masażu i rehabilitacji, dane techniczne: