

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-nsr-3-l2e-p-736.html>

Stół do masażu i rehabilitacji NSR-3 L2E



Cena brutto	9 007,00 zł
Cena netto	8 339,81 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-NSR-3 L2 E

Opis produktu

Prezentowany stół rehabilitacyjny posiada specjalnie zaprojektowaną trzyczęściową konstrukcję. Dodatkową zaletą stołu do rehabilitacji i masażu jest możliwość regulacji wysokości w zakresie od 45 cm do 92cm sterowanej silnikiem elektrycznym. Kąt nachylenia leża reguluje się przy pomocy prostego w obsłudze pilota ręcznego. Podglówek podlega regulacji i odbywa się za pomocą sprężyny gazowej. W zagłówku producent zastosował specjalny otwór na twarz, aby zapewnić maksymalny komfort pacjentowi w trakcie masażu. Błat stołu obity jest materiałem skóropodobnym, który z łatwością można czyścić i dezynfekować. Szeroka gama kolorów umożliwia zakup stołu w kolorze komponującym się z pozostałym wyposażeniem wnętrza.

Cechy stołu do masażu, wyposażenie standardowe:

- możliwość stosowania do kinezyterapii
- regulacja wysokości w zakresie od 45cm do 92cm sterowana silnikiem elektrycznym
- kąt nachylenia leża regulowany pilotem ręcznym
- maksymalny komfort dla pacjenta i terapeuty
- blat trzyczęściowy
- otwór z zatyczką w podglówku oraz w leżu
- podglówek regulowany sprężyną gazową
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna (kolory 1-25) standard
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- pilot ręczny do regulacji wysokości (dotyczy wersji NSR 3 L 2 E)

Wyposażenie opcjonalne:

- podłokietniki (PLUS)
- wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdny z 4 skrętnymi kółkami
- pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości (dotyczy wersji NSR 3 L 2 E)

Wyposażenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego, wieszaka na podkład).

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 69 cm
- wysokość: od 45 cm do 92 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +60 °
- waga: 70 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 150 kg
- regulacja kąta nachylenia leża: od 0 ° do +28 °
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot nożny (+ 315,00 zł), pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł), sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł), 70 cm (+ 116,00 zł)