

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-nsr-f-p-107.html>

Stół do masażu i rehabilitacji NSR-F



Cena brutto	4 594,00 zł
Cena netto	4 253,70 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-SM-NSR-F

Opis produktu

Stół do masażu i rehabilitacji NSR-F, stanowi wyposażenie szpitali, centrów medycznych i rehabilitacyjnych, sanatoriów, gabinetów masażu i terapii manualnej, a także salonów odnowy biologicznej. Doskonale nadaje się do masażu i medycyny manualnej. Jest to prosty model serii charakteryzujący się nową konstrukcją oraz owalną linią blatu. Stół składa się z trzech części, które regulowane są za pomocą sprężyny gazowej, co umożliwia regulację poszczególnych części leżyska bez większego wysiłku. Podstawa stołu została wykonana ze stali i pomalowana farbą proszkową. Konstrukcja ta jest bardzo stabilna i odporna na duże obciążenia. Ważnym elementem stołu jest blat, który obito materiałem skóropodobnym, co ułatwia jego czyszczenie. Materiał ten jest wysokiej jakości oraz dostępny w szerokiej gamie kolorów. Ponadto zagłówki i podnóżki posiadają otwory. Zaletą prezentowanego stołu jest także duży kąt nachylenia dzięki któremu reguluje się odpowiednie części leżyska i stół szybko zmienia się w fotel.

Wersje stołu NSR F:

NSR F - regulacja wysokości manualna

NSR F E - regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego

NSR F H - regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego

Zdjęcia przedstawiają stół w wersji elektrycznej.

Wyposażenie standardowe:

- blat trzyczęściowy
- otwór z zatyczką w podgłówniku oraz w leżu
- podgłówek regulowany sprężyną gazową
- tylna część leża regulowana sprężyną gazową
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- korbka do manualnej regulacji wysokości (dotyczy wersji NSR F)
- pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (dotyczy wersji NSR F E)
- pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (dotyczy wersji NSR F H)

Wyposażenie opcjonalne:

- podłokietniki (PLUS)

-
- banany rehabilitacyjne (3 szt.) lub podpory pod ręce (kpl.)
 - wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
 - tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
 - stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
 - system jezdny z 4 skrętnymi kółkami
 - pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości (dotyczy wersji NSR F E)
 - pokrowiec pod nogi (pokrowiec zakładany na podgłówek, gdy stół jest w pozycji fotela)

Wyposażenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego, wieszaka na podkład, oraz pokrowca pod nogi).

Parametry techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 69 cm
- wysokość: od 63 cm do 93 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- waga: 80 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 150 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji ręcznej: 300 kg
- regulacja kąta nachylenia podnóżka: od 0 ° do +70 °
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

Podpory pod ręce: nie , tak (+ 434,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł), Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł), 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)