

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-i-rehabilitacji-tsr-2-p-1357.html>

Stół do masażu i rehabilitacji TSR-2



Cena brutto	5 404,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 003,70 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	7-14dni
--------------	----------------

Numer katalogowy	SM-J-TSR-2
------------------	-------------------

Opis produktu

Stół do masażu i rehabilitacji TSR-2 to dwuczęściowy model, który został wyposażony w nową podstawę konstrukcyjną, która nadaje mu elegancki wygląd oraz zapewnia maksymalną stabilność w trakcie codziennej pracy. Wysokość stołu reguluje się elektrycznie przy pomocy pilota ręcznego, natomiast zagłówek regulowany jest przy pomocy sprężyny gazowej. Zarówno w części zagłówek, jak i w tylnej części blatu znajdują się specjalnie wyprofilowane otwory z zatyczkami, które podnoszą komfort użytkownika stołu. Estetyczny wygląd stołu w połączeniu ze stelażem ze stali pokrytej białą farbą proszkową sprawia, że stół idealnie prezentuje się w każdym gabinecie. Niewątpliwym atutem jest możliwość wyboru koloru obicia, który dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej.

Wyposażenie standardowe:

- blat dwuczęściowy
- otwór z zatyczką w podglówku oraz w leżu
- podglówek regulowany sprężyną gazową
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- pilot ręczny do regulacji wysokości

Wyposażenie opcjonalne:

- podłokietniki (PLUS)
- banany rehabilitacyjne (3 szt.)
- wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdnny z 4 skrętnymi kółkami
- pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 69 cm
- wysokość: od 55 cm do 85 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówek: od -60 ° do +45 °
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg

-
- waga: 82 kg
 - tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot nożny (+ 315,00 zł), pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł), sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł), 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)