

Stół do masazu



Cena brutto	4 485,00 zł
Cena netto	4 152,78 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR3-L

Opis produktu

Stół do Masażu JSR-3L - Komfort i Innowacyjność dla Profesjonalistów

Jeśli poszukujesz stołu do masażu, który łączy nowoczesność z funkcjonalnością, stół JSR-3L to idealne rozwiązanie. Doskonale sprawdzi się zarówno w gabinetach masażu, jak i ośrodkach rehabilitacyjnych. To model stacjonarny, wyposażony w trzyczęściowy blat, z możliwością regulacji środkowej części, co daje pełną elastyczność w dostosowaniu stołu do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Precyzyjna Regulacja Wysokości

Stół do masażu JSR-3L występuje w trzech wersjach regulacji wysokości, co pozwala na dopasowanie go do różnych preferencji:

- **JSR 3 L** - manualna regulacja za pomocą korby,
- **JSR 3 L E** - regulacja elektryczna,
- **JSR 3 L H** - regulacja hydrauliczna.

Każda z tych opcji umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości, zapewniając maksymalny komfort zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta.

Wyposażenie Standardowe i Opcje Dodatkowe

Stół rehabilitacyjny JSR-3L jest wyposażony w liczne udogodnienia, takie jak:

- Trzyczęściowy blat z otworem na twarz,
- Regulowany zagłówek z mechanizmem sprężyny gazowej,
- Skóropodobną tapicerkę w wielu kolorach,
- Stabilny stelaż oraz regulowane stopki.

Dla bardziej wymagających dostępne są dodatkowe opcje, takie jak podłokietniki, tapicerka winylowa z serii Exclusive, system jezdny, a także możliwość sterowania wysokością za pomocą pilota nożnego lub bezprzewodowego (w wersji elektrycznej).

Doskonałe Parametry Techniczne

Wymiary stołu zostały zoptymalizowane dla wygody i ergonomii:

-
- Długość: 200 cm,
 - Szerokość: 69 cm,
 - Wysokość regulowana od 60 cm do 88 cm,
 - Dopuszczalne obciążenie: do 300 kg (manualna wersja), 150 kg (wersje elektryczna i hydrauliczna).

Regulowany zagłówek i podnózek umożliwiają idealne dopasowanie pozycji pacjenta, zapewniając pełną wygodę podczas zabiegów.

Wysoka Jakość, na której Możesz Polegać

Stół JSR-3L to inwestycja w jakość i komfort. Dzięki solidnej konstrukcji, szerokim możliwościom regulacji i bogatemu wyposażeniu, jest niezawodnym narzędziem w codziennej pracy każdego masażysty i rehabilitanta. Wybierz JSR-3L i podnieś standard swoich usług.

Zakupując ten stół do masażu, masz pewność, że otrzymasz najwyższej klasy produkt, idealny zarówno do masażu, jak i rehabilitacji.

Zamów już dziś i skorzystaj z oferty dopasowanej do Twoich potrzeb!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 (+ 120,00 zł) , 110 (+ 120,00 zł) , 111 (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)