

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-p-1595.html>

Stół do masażu



Cena brutto	4 287,00 zł
Cena netto	3 969,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SP-E01

Opis produktu

Odkryj nowy wymiar komfortu i profesjonalizmu w świecie masażu dzięki naszemu nowoczesnemu stołowi do masażu. Nasz produkt wyróżnia się nie tylko prostą i stabilną konstrukcją stalową malowaną proszkowo, ale także innowacyjnym podejściem do regulacji wysokości stołu.

Zaawansowany siłownik elektryczny, sterowany intuicyjnym pilotem ręcznym, umożliwia łatwą i precyzyjną regulację wysokości stołu. Dzięki niemu możesz dostosować go do indywidualnych potrzeb i preferencji zarówno terapeuty, jak i klienta.

W standardowym wyposażeniu naszego stołu znajduje się dwuczęściowe leże, wyposażone w otwór na twarz oraz praktyczną zatyczkę w podgłówniku. Regulowany podgłówek, sterowany sprężyną gazową, gwarantuje jeszcze większą wygodę podczas zabiegów.

Ale to nie koniec! Nasz stół do masażu oferuje szereg opcji dodatkowych, pozwalając dostosować go do specyficznych potrzeb każdego użytkownika. Możesz wybrać podłokietniki, wieszak na podkład, system kółek jezdnych lub nawet pilot nożny, który umożliwi jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę podczas sesji masażu.

Zalety naszego stołu to również imponujące parametry techniczne. Długość stołu wynosi 200 cm, a szerokość jest do wyboru spośród opcji 65/70/80 cm, co pozwala dostosować go do różnych przestrzeni. Regulacja kąta podgłówka od -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej pozwala na jeszcze większą elastyczność w ustawieniach.

Stół do masażu waży zaledwie 82 kg i charakteryzuje się imponującym maksymalnym obciążeniem wynoszącym 160 kg.

Odkryj nowe możliwości w dziedzinie masażu z naszym innowacyjnym stołem, który łączy w sobie komfort, funkcjonalność i solidność konstrukcji. Wprowadź do swojej przestrzeni profesjonalizm, na który zasługujesz!

Dane techniczne;

- Długość 200 cm
- Szerokość do wyboru 65/70/80 cm
- Wysokość 52-90 cm
- Regulacja kąta podgłównika -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej

-
- Regulacja kąta oparcia niedostępne
 - Masa własna 82 kg
 - Maksymalne obciążenie 160 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Pilot nożny: nie , tak (+ 324,00 zł) , Pilot ręczny + pilot nożny (+ 702,00 zł)

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Szerokość stołu WS: 65 cm , 70 cm , 80 cm

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)