

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masażu-manualny-p-1580.html>

Stół do masażu - manualny



Cena brutto	5 151,00 zł
Cena netto	4 769,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-M02

Opis produktu

Stół do masażu manualny SS-M02 to stabilny produkt o ramie ze stali pokrytej farbą proszkową. Posiada trzy częściowe leże z otworem na twarz i zatyczką w podglówku, a regulacja wysokości odbywa się za pomocą korby ręcznej. Poszczególne części blatu są regulowane sprężynami gazowymi, a opcje dodatkowe to m.in. podłokietniki i system kółek jezdnych. Stołowy wymiar 200 cm x 65/70/80 cm z regulacją kąta podglówka -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej.

Stół do masażu z manualną regulacją znajduje zastosowanie w szerokim spektrum dziedzin, takich jak medycyna, kosmetologia, spa, fitness, rekreacja i wiele innych. Jest to niezbędny element wyposażenia dla gabinetów fizjoterapeutycznych, salonów masażu, salonów kosmetycznych, hotelowych i wellness, a także dla prywatnych użytkowników, którzy cenią sobie profesjonalne narzędzie do masażu i relaksu w domu.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół do masażu - manualny, cechy:

- przeznaczony zabiegów medycznych, rehabilitacji, masażu
- prosta i stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo
- ręczna regulacja wysokości za pomocą korby
- łożyskowany mechanizm regulacji wysokości
- płynna regulacja ruchomych części leża
- wyprofilowany otwór na twarz razem z zatyczką
- obicie dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej

Stół do masażu - manualny, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 65 lub 70 lub 80cm
- wysokość: od 48-100 cm
- regulacja kąta nachylenia podglówka: od -70 ° do +40 °
- regulacja kąta łamania blatu: 0° do 30°
- maksymalne obciążenie: 160 kg
- waga: 88 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak