

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-profesjonalny-nsr-2-p-106.html>



Stół do masażu profesjonalny NSR-2

Cena brutto	3 696,00 zł
Cena netto	3 422,22 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-NSR2

Opis produktu

Stół do Masażu Profesjonalny NSR-2

Profesjonalny stół do masażu NSR-2 to zaawansowany model stacjonarny przeznaczony do rehabilitacji i masażu. Jego dwuczęściowa konstrukcja zapewnia wygodę i wszechstronność, a dostępność kilku wersji regulacji wysokości sprawia, że jest idealnym wyborem dla różnych potrzeb terapeutów.

Wersje stołu NSR-2:

- NSR-2: Regulacja wysokości manualna za pomocą korby.
- NSR-2 E: Regulacja wysokości elektryczna z wykorzystaniem siłownika elektrycznego.
- NSR-2 H: Regulacja wysokości hydrauliczna z użyciem siłownika hydraulicznego.

Wyposażenie standardowe:

- Dwuczęściowy blat z otworami z zatyczkami w podglówku oraz w leżu.
- Podglówek regulowany sprężyną gazową dla łatwej i szybkiej zmiany pozycji.
- Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża.
- Tapicerka skóropodobna w standardowej linii kolorystycznej (kolory 1-25).
- Stelaż w białym kolorze.
- Cztery regulowane stopki zapewniające stabilność na każdej powierzchni.
- Korba do manualnej regulacji wysokości (NSR-2).
- Pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (NSR-2 E).
- Pedaly nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (NSR-2 H).

Wyposażenie opcjonalne:

- Podłokietniki (PLUS) dla zwiększenia komfortu pacjenta.
- Banany rehabilitacyjne (3 szt.) do wsparcia terapii.

- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm.
- Tapicerka winylowa w ekskluzywnej linii kolorystycznej (kolory 101-112).
- Stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (z wyjątkiem białego).
- System jezdny z 4 skrętnymi kółkami dla łatwego przemieszczania stołu.
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca w podstawie stołu do regulacji wysokości (NSR-2 E).

Uwaga:

Opcjonalne wyposażenie można zamówić wyłącznie przy zakupie nowego stołu (z wyjątkiem pilota nożnego i wieszaka na podkład).

Dane Techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: od 64 cm do 84 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- Waga: 64 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja manualna): 300 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg

Szerokość: Odnosi się do najszerszego odcinka stołu. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 cm.

Stół do masażu NSR-2 łączy funkcjonalność, wygodę i estetykę, co czyni go idealnym wyborem dla profesjonalnych gabinetów masażu i rehabilitacji. Niezależnie od wersji, NSR-2 zapewnia najwyższy komfort pracy dla terapeuty oraz wygodę dla pacjenta.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Regulacja wysokości: Manualna , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł)

Regulacja wysokości: brak

Kółka jezdne WS: nie , unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Dodatkowe opcje stołu J: brak , Podłokietniki/Plus/ (+ 362,00 zł) , Banany 3 szt. (+ 438,00 zł)