

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-stacjonarny-p-3134.html>

Stół do masażu stacjonarny



Cena brutto	8 427,00 zł
Cena netto	7 802,78 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-EVO 4 E

Opis produktu

Stół do Masażu EVO 4 E - Komfort i Profesjonalizm w Jednym

Szukasz nowoczesnego stołu rehabilitacyjnego lub stołu do masażu, który łączy w sobie zaawansowaną funkcjonalność, elegancki design i wygodę użytkowania? Nasz **stół do masażu EVO 4 E** to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie jakość i komfort podczas zabiegów. Niezależnie od tego, czy szukasz stołu do gabinetu masażu, rehabilitacji, czy też łóżka do masażu w domowym zaciszu – EVO 4 E spełni Twoje oczekiwania.

Stół do Masażu EVO 4 E - Innowacyjność i Komfort

Model **EVO 4 E** to więcej niż standardowy **stół rehabilitacyjny**. Dzięki czteroczęściowemu blatowi o jednakowej szerokości i szerokim zakresie regulacji kątów nachylenia, ten stół zapewnia wyjątkową elastyczność. Możesz dostosować ustawienia do indywidualnych potrzeb pacjenta, w tym uzyskać pozycję fotela, idealną do specjalistycznych zabiegów.

Wysokość stołu jest regulowana za pomocą **siłownika elektrycznego**, co sprawia, że dostosowanie go do wymagań terapeuty i klienta staje się niezwykle proste. Dodatkowo **regulowany zagłówek**, **podnóżek** oraz odcinki piersiowe i lędźwiowe zapewniają wygodę oraz optymalne ułożenie ciała podczas terapii.

Ergonomiczny Design i Technologiczne Rozwiązania

Wysoka jakość i ergonomia to kluczowe cechy **stołu do masażu EVO 4 E**. Standardowe wyposażenie obejmuje **otwór na twarz z zatyczką** w zagłówku, co czyni go idealnym wyborem dla masażystów wykonujących zabiegi twarzowe lub terapie kraniosakralne. Dodatkowo, liczne opcjonalne akcesoria, takie jak podłokietniki, **banany rehabilitacyjne**, czy **wieszak na podkład celulozowy**, pozwalają na pełne dopasowanie stołu do Twoich potrzeb.

Dane Techniczne EVO 4 E

Oto kluczowe parametry techniczne **stołu do masażu EVO 4 E**:

- **Długość:** 200 cm
- **Szerokość:** 69 cm
- **Regulowana wysokość:** od 78 cm do 102 cm
- **Regulacja kąta nachylenia zagłówka:** od -45° do 35°
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg
- **Waga:** 105 kg
- **Regulacja kąta nachylenia podnóżka:** od -55° do 38°

-
- **Regulacja kąta nachylenia odcinka piersiowego:** od -20° do 20°
 - **Regulacja kąta nachylenia odcinka lędźwiowego:** od -20° do 70°

Każdy stół wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, w tym **skóropodobnej tapicerki** z serii Standard Line, która jest łatwa do utrzymania w czystości, a jednocześnie odporna na uszkodzenia.

Dlaczego Wybrać EVO 4 E?

Inwestując w **stół do masażu EVO 4 E**, zyskujesz nie tylko wysokiej klasy sprzęt, ale także narzędzie, które poprawi komfort pracy terapeuty oraz wygodę pacjenta. Idealny dla gabinetów masażu, klinik rehabilitacyjnych oraz salonów kosmetycznych. Niezawodność, trwałość oraz szeroki zakres regulacji sprawiają, że EVO 4 E jest idealnym wyborem dla profesjonalistów.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: brak , PR - pilot ręczny , PN - pilot nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , SR sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

System jezdny J: Brak systemu jezdnego , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)