

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-wysokosc-45cm-92cm-p-736.html>



Stół do masażu - wysokość 45cm-92cm

Cena brutto	9 368,00 zł
Cena netto	8 674,07 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-NSR-3 L2 E

Opis produktu

Stół do Masażu NSR 3 L 2 E: Nowoczesność i Komfort w Twoim Gabinecie

Poznaj wyjątkowy stół do masażu NSR 3 L 2 E, trzyczęściowy model stacjonarnego stołu rehabilitacyjnego, który wyróżnia się niezwykle szerokim zakresem regulacji wysokości – od 45 cm do 92 cm. Ten innowacyjny produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty.

Kluczowe Cechy:

- Elektryczna Regulacja Wysokości: Dzięki zaawansowanemu siłownikowi elektrycznemu, regulacja wysokości stołu jest prosta i intuicyjna. Wersja NSR 3 L 2 E wyposażona jest w ręczny pilot, który umożliwia precyzyjne dostosowanie wysokości do potrzeb użytkownika.
- Trzyczęściowy Błat: Zintegrowany blat składający się z trzech części zapewnia wszechstronność i wygodę podczas różnorodnych zabiegów rehabilitacyjnych i masażu.
- Komfortowe Podparcie: Podgłówek regulowany sprężyną gazową oraz otwory z zatyczkami w podgłówku i leżu gwarantują komfort pacjenta i optymalne podparcie głowy oraz twarzy.
- Stabilizacja i Bezpieczeństwo: Uchwyty na pasy do stabilizacji znajdujące się po obu stronach leża oraz cztery regulowane stopki zapewniają stabilność stołu, dostosowując go do nierównych powierzchni.

Wyposażenie Standardowe:

- Tapicerka skóropodobna standard line w szerokiej gamie kolorów (od 1 do 25).
- Stelaż w kolorze białym, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości.
- Cztery regulowane stopki, które umożliwiają stabilne ustawienie stołu na każdej powierzchni.
- Ręczny pilot do regulacji wysokości w wersji elektrycznej.

Opcje Dodatkowe:

- Podłokietniki (PLUS): Dodatkowe wsparcie i komfort dla pacjenta podczas zabiegu.
- Banany Rehabilitacyjne (3 szt.): Niezbędne akcesoria do specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych.
- Wieszak na Podkład Celulozowy: Dostępny w rozmiarach 60 lub 70 cm, dla jeszcze większej wygody pracy.
- Tapicerka Winyłowa Exclusive Line: Wybierz spośród kolorów 101-112, aby stół idealnie wpasował się w wystrój Twojego gabinetu.
- Kolor Stelaża: Możliwość zamówienia stelaża w dowolnym kolorze według symboliki RAL (z wyjątkiem białego).
- System Jezdny: Cztery skrzętne kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie stołu.
- Pilot Nożny lub Bezprzewodowy: Alternatywne metody regulacji wysokości dla jeszcze większej wygody użytkownika.

Idealny Wybór dla Profesjonalistów

Stół do masażu NSR 3 L 2 E to niezastąpione narzędzie dla każdego profesjonalisty z branży rehabilitacyjnej i masażu. Jego nowoczesny design, szerokie możliwości regulacji oraz opcje personalizacji sprawiają, że jest to inwestycja, która podniesie standardy Twojej pracy i zapewni maksymalny komfort Twoim pacjentom.

Wybierz jakość, wybierz nasz stół do masażu wysokość 45cm-92cm

Wyposażenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego, wieszaka na podkład).

Stół do masażu - wysokość 45cm-92cm, dane techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: od 45 cm do 92 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +60 °
- Waga: 70 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg
- Regulacja kąta nachylenia leża: od 0 ° do +28 °

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedzioły (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 (+ 120,00 zł) , 110 (+ 120,00 zł) , 111 (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot nożny (+ 315,00 zł) , pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł) , sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)