

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-z-otworem-na-twarz-p-1732.html>

## Stół do masażu z otworem na twarz

Numer katalogowy

**SM-KTS-SRB-T**



### Opis produktu

**Stół do rehabilitacji StoRe - Basic z otworem na twarz** - służy do badań pacjentów, przeprowadzania ćwiczeń rehabilitacyjnych, masażu, jako leżanka lub stół zabiegowy. Ma konstrukcję stalową, pokrytą lakierem, który tworzy specjalną powłokę, odporną na działanie promieni UV, uszkodzeń mechanicznych i środków dezynfekująco-medycznych. Stół składa się z dwóch części: leża i zagłówka - obie są tapicerowane. Zagłówek posiada specjalnie wyprofilowany otwór na twarz. Wysokość zagłówka jest regulowana za pomocą systemu zapadkowego ( rastomatów ) który idealnie stabilizują zagłówek w określonym położeniu.

#### Dane techniczne:

- długość maksymalna: 190 cm ( $\pm 1,5$ )
- szerokość: 55 cm ( $\pm 1,5$ )
- wysokość: 55 cm ( $\pm 1,5$ )
- kątowa regulacja segmentu zagłówka: + 45° do - 30° ( $\pm 5$ )

**Uzyskał pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor tapicerki KTS:** 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21