

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-1400x700-z-2-szafkami-i-szyna-instrumentalna-p-3504.html>



Stół do pakietowania 1400x700 z 2 szafkami i szyną instrumentalną

Cena brutto	12 576,00 zł
Cena netto	10 224,39 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA120-2N
Kod producenta	AP4-5-WMD2.L500-2.75(152).T

Opis produktu

Stanowisko do pakietowania do sterylizatorni – konfiguracja 1400x700

Stół do pakietowania 1400x700 mm został zaprojektowany z myślą o pracy w sterylizatorni, CSSD oraz na stanowiskach przygotowania zestawów narzędziowych, gdzie liczy się duża powierzchnia robocza, uporządkowanie akcesoriów i wygodna organizacja pracy. W tej konfiguracji użytkownik otrzymuje blat 1400x700 mm, dwie półki 1400x200 mm, dwie zamykane szafki z szufladą i drzwiczkami oraz wysuwaną szufladę z blatem pod klawiaturę, dzięki czemu główny blat pozostaje wolny do pakietowania.

To nie jest ogólne biurko medyczne, ale rozbudowane stanowisko robocze do pakietowania, które pomaga uporządkować materiały pomocnicze, dokumentację i akcesoria bez zabierania miejsca z podstawowej strefy pracy. Dodatkowa szyna instrumentalna oraz profile z kanałami montażowymi ułatwiają dostosowanie układu do organizacji konkretnego stanowiska.

Wyposażenie standardowe

- 1 x blat 1400x700 mm,
- 2 x półka 1400x200 mm,
- 2 x szafka z szufladą i drzwiczkami 450x500x543 mm, wyposażona w zamek,
- 1 x szuflada z wysuwanym blatem pod klawiaturę 500x500x85 mm,
- 1 x szyna instrumentalna.

Dlaczego ten model dobrze sprawdza się przy pakietowaniu

Duży blat o wymiarach 1400x700 mm daje wygodną przestrzeń do przygotowania i kompletowania zestawów. Dwie zamykane szafki pomagają oddzielić materiały robocze od dokumentów i akcesoriów pomocniczych, a dwie półki 1400x200 mm pozwalają zagospodarować przestrzeń w pionie bez zmniejszania powierzchni głównej.

Wysuwany blat pod klawiaturę umożliwia korzystanie z komputera bez zajmowania centralnej części stołu. To ważne na stanowiskach, na których trzeba połączyć pracę manualną z obsługą systemu lub dokumentacji procesowej. Szyna instrumentalna daje dodatkowe możliwości organizacji stanowiska, a konstrukcja profilu nośnego pozwala regulować położenie półek i elementów dodatkowych bez wykonywania otworów.

Wykonanie i konstrukcja

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obydwu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia półek, szyn instrumentalnych, półek nadblatowych oraz

rozbudowę stanowiska o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

Szafki, blat i półki są stalowe, lakierowane proszkowo na biało. Fronty szuflad dostępne są w kolorze do wyboru z palety RAL. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice i zaślepki profilu, utrzymane są w kolorze wybranego frontu. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na biało, została wyposażona w stopy z możliwością wypoziomowania.

Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym. Dostępne szerokości blatu: 800, 1000, 1200, 1400 oraz 1800 mm. Producent wytwarza wyroby w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Dane techniczne

Typ produktu	stół do pakietowania do sterylizatorni
Wymiary całkowite	1400 x 700 x 1400 mm
Wymiary blatu	1400 x 700 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	1350 x 650 mm
Wymiary półki	1400 x 200 mm
Wymiary szafki	450 x 500 x 543 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 430 x 105 mm
Powierzchnia użytkowa wysuwanej półki pod klawiaturę	430 x 230 mm
Wyposażenie	1 x blat, 2 x półka, 2 x szafka z zamkiem, 1 x wysuwany blat pod klawiaturę, 1 x szyna instrumentalna
Konstrukcja	profil aluminiowy + elementy stalowe, lakierowane proszkowo
Kolor bazowy	biały
Kolor frontów	do wyboru z palety RAL
Opcja kolorystyczna	możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Dostępne szerokości blatu	800, 1000, 1200, 1400, 1800 mm
System jakości producenta	produkcja w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Zastosowanie

Model sprawdzi się w centralnej sterylizatorni, na stanowiskach pakietowania zestawów narzędziowych, w pomieszczeniach przygotowania instrumentarium oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest stabilny stół roboczy z dużym blatem, miejscem na przechowywanie i możliwością rozbudowy stanowiska. Dzięki wysuwanej półce pod klawiaturę można wygodnie połączyć pracę manualną z obsługą systemu komputerowego bez ograniczania powierzchni roboczej.

Powiązane rozwiązania

- [Zobacz wszystkie stoły do pakietowania](#)
- [Stół do pakietowania 1000x700 z uchwytem monitora](#)
- [Stół do sterylizatorni 1200x700 z 3 szufladami i półką pod klawiaturę](#)
- [Stół do pakietowania narzędzi 800x700 z 3 szufladami](#)
- [Stół do pakietowania z podświetleniem APA120-3N](#)
- [Stół do pakietowania 1200x700 z lampą i kasetonem elektrycznym](#)

Często zadawane pytania

Czy ten stół nadaje się do sterylizatorni?

Tak, jest to stół do pakietowania przeznaczony do pracy w sterylizatorni i na stanowiskach przygotowania zestawów narzędziowych. Duży blat, zamykane szafki i możliwość organizacji wyposażenia ułatwiają pracę w takich strefach.

Co wchodzi w skład wyposażenia standardowego?

W standardzie znajduje się blat 1400x700 mm, 2 półki 1400x200 mm, 2 szafki z szufladą i drzwiczkami wyposażone w zamek, wysuwany blat pod klawiaturę oraz szyna instrumentalna.

Czy szafki są zamykane?

Tak, obie szafki z szufladą i drzwiczkami są wyposażone w zamek.

Czy można zmieniać położenie półek i rozbudować stanowisko?

Tak, profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwia regulację położenia półek, szyn instrumentalnych

i wybranych elementów dodatkowych bez konieczności wykonywania otworów.

Czy ten model występuje w innych szerokościach lub kolorach?

Tak, dostępne szerokości blatu to 800, 1000, 1200, 1400 i 1800 mm. Fronty szuflad można dobrać z palety RAL, a elementy białe mogą zostać wykonane również w kolorze szarym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary