

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-1400x700-z-lampa-i-6-szufladami-p-3505.html>



Stół do pakietowania 1400x700 z lampą i 6 szufladami

Cena brutto	14 077,00 zł
Cena netto	11 444,72 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA140-3N
Kod producenta	AP4-7-WP.45x20-1.ST.90 03

Opis produktu

Stół do pakietowania 1400x700 do sterylizatorni z lampą i 2 szafkami

Stół do pakietowania 1400x700 mm to rozbudowane stanowisko pracy przeznaczone do sterylizatorni oraz stref przygotowania zestawów narzędziowych. Ten wariant został skonfigurowany z myślą o wygodnym pakietowaniu, dobrej organizacji akcesoriów i zachowaniu dużej, wolnej powierzchni roboczej. Na wyposażeniu znajdują się 2 szafki po 3 szuflady, lampa oświetleniowa, 2 kasetony elektryczne z 4 gniazdkami oraz 3 półki nadblatowe.

Dzięki blatowi o wymiarach 1400x700 mm model dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się jednocześnie miejsce do pracy manualnej, uporządkowane przechowywanie oraz łatwy dostęp do zasilania urządzeń pomocniczych. To nie jest podstawowy stół pakietujący, ale wariant o bogatszej konfiguracji roboczej, przygotowany pod bardziej intensywną organizację stanowiska.

Najważniejsze cechy tego wariantu

- duży blat roboczy 1400x700 mm,
- 2 szafki z 3 szufladami – łącznie 6 szuflad,
- 1 lampa oświetleniowa w standardzie,
- 2 kasetony elektryczne z 4 gniazdkami każdy,
- 1 półka 1400x200 mm oraz 2 półki 450x200 mm,
- modułowy profil nośny z kanałami montażowymi po obu stronach,
- stopy z możliwością wypoziomowania.

Wyposażenie standardowe

- 1 x blat 1400x700 mm,
- 1 x półka 1400x200 mm,
- 2 x półka 450x200 mm,
- 2 x szafka z 3 szufladami 450x500x413 mm,
- 1 x lampa oświetleniowa,
- 2 x kaseton elektryczny z 4 gniazdkami.

Wykonanie i konstrukcja

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obydwu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia półek nadblatowych oraz rozbudowę stanowiska o dodatkowe elementy wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały

zaślepienie maskownicą, która ogranicza gromadzenie się brudu.

Szafki i półki są stalowe, lakierowane proszkowo na biało, a półka posiada pogłębienie. Błat stalowy również jest lakierowany proszkowo na biało. Fronty szuflad dostępne są w kolorze do wyboru z palety RAL. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych i zaślepki profilu, wykonywane są w kolorze wybranego frontu szuflady. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na biało, została wyposażona w stopy z możliwością wypoziomowania. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	stół do pakietowania do sterylizatorni
Wymiary całkowite	1460 x 700 x 1800 mm
Wymiary blatu	1400 x 700 mm
Wymiary półki nadblatowej	1400 x 200 mm
Wymiary półek dodatkowych	2 x 450 x 200 mm
Wymiary szafki z szufladami	450 x 500 x 413 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 430 x 105 mm
Lampa oświetleniowa	1 szt.
Kasetony elektryczne	2 szt., po 4 gniazdka
Konstrukcja stelaża	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Błat	stalowy, lakierowany proszkowo na biało
Szafki i półki	stalowe, lakierowane proszkowo na biało
Podstawa	stalowa, lakierowana proszkowo na biało, ze stopami poziomującymi
Kolorystyka	fronty szuflad do wyboru z palety RAL, elementy dekoracyjne w kolorze frontu
Opcja kolorystyczna	możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Dostępne szerokości blatu	800, 1000, 1200, 1400, 1800 mm

Zastosowanie

Model sprawdzi się w centralnej sterylizatorni, na stanowiskach pakietowania zestawów narzędziowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża powierzchnia robocza, dodatkowe oświetlenie i łatwy dostęp do zasilania urządzeń pomocniczych. Układ z 6 szufladami oraz 3 półkami pomaga uporządkować materiały, akcesoria i dokumentację bez przeciążania głównego blatu.

Co odróżnia ten model od innych stołów do pakietowania

- blat 1400x700 mm daje więcej miejsca do pracy niż kompaktowe warianty 800 i 1200 mm,
- 2 szafki po 3 szuflady zapewniają większą pojemność przechowywania niż modele z jedną szafką,
- 2 kasetony elektryczne ułatwiają organizację stanowiska z urządzeniami pomocniczymi,
- lampa oświetleniowa poprawia komfort pracy przy kompletowaniu i pakietowaniu,
- układ półek nadblatowych pomaga zagospodarować przestrzeń pionową bez ograniczania pola pracy.

Najczęstsze pytania

Czy ten stół nadaje się do sterylizatorni?

Tak. To wariant przeznaczony do pracy w sterylizatorni oraz na stanowiskach pakietowania zestawów narzędziowych, gdzie potrzebna jest duża powierzchnia robocza i dobra organizacja akcesoriów.

Co wchodzi w skład wyposażenia standardowego?

W standardzie znajdują się: blat 1400x700 mm, półka 1400x200 mm, 2 półki 450x200 mm, 2 szafki z 3 szufladami, lampa oświetleniowa oraz 2 kasetony elektryczne z 4 gniaздkami.

Ile miejsca do przechowywania daje ten wariant?

Model wyposażono w 2 szafki po 3 szuflady, co daje łącznie 6 szuflad, a dodatkowo 3 półki nadblatowe ułatwiają rozmieszczenie akcesoriów i materiałów pomocniczych.

Czy można dopasować kolor frontów i szerokość blatu?

Tak. Fronty szuflad można wybrać z palety RAL. Dostępne są także inne szerokości blatu: 800, 1000, 1200, 1400 i 1800 mm. Zmiana szerokości wpływa na wymiary całkowite i cenę.

Czy półki nadblatowe można regulować?

Tak. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację położenia półek oraz rozbudowę stanowiska bez wykonywania dodatkowych otworów.

Powiązane kategorie i alternatywy

- [Stoły do pakietowania](#)
- [Stoły robocze](#)
- [Stół do pakietowania 1200x700 z lampą i kasetonem elektrycznym](#)
- [Stół do pakietowania z podświetleniem APA120-3N](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary