

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-pak-11-p-1880.html>



Stół do pakietowania PAK-1/1

Cena brutto	3 900,00 zł
Cena netto	3 611,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-1/100
Kod producenta	PAK-01-A-100-70-80-100 -N-W

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatorniach, laboratoriach, blokach operacyjnych lub kuchniach. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. Dodatkowo został wyposażony w regał z trzema koszami sterylizacyjnymi. Dla polepszenia stabilności stołu względem podłoża został wyposażony w specjalne stopki antypoślizgowe.

Cechy produktu:

- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny

Dane techniczne:

- długość: 1000 mm
- szerokość: 700 mm
- wysokość: 800 mm

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**