

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-pak-12-s2-p-1884.html>

Stół do pakietowania PAK-1/2 S2



Cena brutto	10 216,00 zł
Cena netto	9 459,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-1/140
Kod producenta	PAK-01-A-140-70-80-S-2 00-N-W

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatorniach, laboratoriach, blokach operacyjnych lub kuchniach. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. Dodatkowo został wyposażony w dwa regały z trzema koszami sterylizacyjnymi, dwie półki nadblatowe, nadstawkę na pięć pojemników, szafkę z drzwiczkami oraz szafkę z trzema szufladami. Dla polepszenia stabilności stołu względem podłoża został wyposażony w specjalne stopki antypoślizgowe.

Cechy produktu:

- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny
- bogate wyposażenie dodatkowe

Dane techniczne:

- Wymiary stołu: 1400x700x800 mm
- Wysokość całkowita: 1900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**