

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-wyposazenie-sterylizatorni-p-2613.html>

Stół do pakietowania - wyposażenie sterylizatorni



Cena brutto	3 100,00 zł
Cena netto	2 870,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-02-100-70-80-K
Kod producenta	PAK-02-A-100-70-80-000-K12.6

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach **gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatorniach, laboratoriach, blokach operacyjnych, gabinetach weterynaryjnych lub kuchniach**. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest **w całości ze stali kwasoodpornej** co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. Stół wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), wszystkie z blokadą.

Cechy produktu:

- 2xblat prosty
- 2xszyna instrumentalna 25x10 mm
- na kółkach
- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny

Dane techniczne:

- wymiary: 1000x700x800 mm
- wymiary blatu górnego: 1000x700 mm
- wymiary blatu dolnego: 954x654 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.