

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-z-dwoma-blatami-na-kolkach-p-2611.html>

Stół do pakietowania z dwoma blatami na kółkach



Cena brutto	2 000,00 zł
Cena netto	1 851,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-02-80-50-80-K
Kod producenta	PAK-01-A-80-50-80-0-000-K12.6

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach **gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatoriach, laboratoriach, blokach operacyjnych, gabinetach weterynaryjnych lub kuchniach**. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest w **całości ze stali kwasoodpornej** co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. Stół wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), w tym dwa z blokadą.

Cechy produktu:

- 2xblat prosty
- 2xszyba instrumentalna 25x10 mm
- na kółkach
- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny

Dane techniczne:

- wymiary: 800x500x800 mm
- wymiary blatu górnego: 800x500 mm
- wymiary blatu dolnego: 754x454 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.