

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-z-dwoma-blatami-pak-280-70-p-2617.html>

Stół do pakietowania z dwoma blatami PAK-2/80 (70)



Cena brutto	3 000,00 zł
Cena netto	2 777,78 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-02-80-70-80-B
Kod producenta	PAK-02-A-80-70-80-010-N

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach **gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatoriach, laboratoriach, blokach operacyjnych, gabinetach weterynaryjnych lub kuchniach**. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest w **całości ze stali kwasoodpornej** co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. Stół na stopkach z możliwością poziomowania. Błat górny **otoczony z 3 stron banami**.

Cechy produktu:

- 2xblat prosty
- blat górny otoczony z trzech stron bandami
- 2xszyna instrumentalna 25x10 mm
- na stopkach
- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny

Dane techniczne:

- wymiary: 800x700x800 mm
- wysokość stołu z bandą: 850 mm
- wymiary blatu górnego: 800x700 mm
- wymiary blatu dolnego: 754x654 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.